

MANUEL D'UTILISATION

BAIN DE PIED MASSANT



HBP90

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Manuel d'instruction



Importantes mesures de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et / ou des blessures à des personnes, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris :

Pour votre sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions, même si vous êtes assez familier avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes sans supervision. Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
 - Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Eteindre et retirer la fiche de la prise de courant avant de nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise de pouvoir. Ne jamais tirer sur le cordon. Ne transportez jamais l'appareil par le cordon.
 - Ne pas utiliser un appareil avec un cordon endommagé ou lorsque l'appareil, s'il est tombé ou endommagé de quelque façon.
 - Ne pas utiliser un appareil pour autre chose que de son utilisation prévue. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne pas tenter de réparer ou de démonter l'appareil. Il n'y a pas de service de pièces de l'utilisateur.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement.
 - Ne pas toucher un chapeau quand l'appareil est tombé dans l'eau. débranchez-le immédiatement.
 - Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
 - Ne pas placer l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
 - Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou autres liquides.
 - Ne tentez pas de brancher ou de débrancher l'unité tandis que les pieds sont dans l'eau.
 - Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fournisseur, en particulier tout accessoire non fourni avec l'appareil.
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
 - Cet élément contient l'élément chauffant, Les gens qui sont sensibles à la chaleur devraient attention lors de l'utilisation.
 - En cas de fuite de liquide sur, s'il vous plaît arrêtez d'utiliser le produit

AVERTISSEMENT

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Toujours vérifier la température de l'eau avant de placer vos pieds dans le Bain de pieds.
- Ne restez pas dans l'unité. Asseyez-vous et placez vos pieds dans la station thermale de pied.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et lors du remplissage, de vidange, le nettoyage ou le déplacement de l'appareil.
- Le bain de pied massant ne peut être utilisé pour chauffer l'eau froide. Vous devez remplir l'appareil avec de l'eau chaude bien que vous avez besoin.

- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez le commutateur de le retirer.

ATTENTION

- Un appareil ne devrait jamais être sans surveillance lorsqu'il est branché en Débrancher l'appareil lorsqu' il n'est pas utilisé.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne jamais s'endormir pendant l'utilisation du bain de pied massant .
- Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
- Ne pas faire fonctionner endroits où des aérosols (Vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'oxygène est administ Ered.
- Ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil .
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- En cas de grossesse, le diabète ou de maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil .
- Si vous ressentez une douleur dans un muscle ou conjointe pour une période de temps prolongée, cesser l'utilisation et consultez votre médecin. Une douleur persistante peut être le symptôme d'une maladie grave plus.
- Ne jamais utiliser le l'appareil sur les plaies ouvertes, zones décolorées, ou toute autre zone du corps qui est gonflé, brûlé, enflammé ou si éruption de la peau ou des plaies.
- Massage et chaleur doit être agréable et confortable. Si la douleur ou l'inconfort résultat, cesser l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ne ajouter etc huile pour le bain en elle comme elle peut retenir la fonction bulle.

ATTENTION OBLIGATOIRE

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée de la même afin d'éviter un danger.

Ce produit n'a pas été conçu pour une utilisation autre que celles spécifiées dans cette brochure.

Comment faire pour utiliser votre Bain de peid massant

- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplir du bain de pied massant avec de l'eau chaude.
- Branchez-le et allumez-le.
- Asseyez-vous et placez vos pieds dans le bain.
- Tournez la molette de fonction pour indiquer le massage de votre choix et obtenir les fonctions suivantes:
 0. Off
 1. Vibration
 2. Chaleur+Bulles
 3. Chaleur+Vibration+Bulles
- Utilisez la pénétration profonde de massage tout en déplaçant les pieds en avant et en arrière sur la zone réflexe. Le point bulgy est conçu selon le point de pied, peut active les cellules et d'éliminer la fatigue. Vous pouvez aussi le massage sur le

masseur rouleau. Choisissez chaque massage fonction que vous le souhaitez.

Pour Vider

- Tout d'abord mettez toutes les commandes sur "OFF" ou "0" de l'appareil, Puis débranchez l'appareil. Conseil de l'unité permettant à l'eau de se répandre le long de la vidange. **Ne jamais verser de l'eau sur le commutateur de commande.**

Entretien

Pour nettoyer

Débranchez l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide.

- Ne laissez jamais d'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec le commutateur de commande.
- Après le nettoyage, essuyer les surfaces avec un chiffon sec.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs, des détergents ou des agents de nettoyage.
- Périodiquement redresser le cordon si elle se tord.

Pour maintenance

Débranchez l'appareil de la prise et laisser refroidir.

- Ranger dans sa boîte ou un endroit propre et sec.
- Pour éviter la casse, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas accrocher l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.

Modèle : HBP90

Puissance: 90W

Tension d'utilisation: 230V ~ 50/Hz

Poids Net: 1,4kg

Classe de protection II : 

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

