



EB 817

Dijital Banyo Baskülü
Digital Bathroom Scale




4 yıl
GARANTİ



INSTRUCTION


1. Battery enabled



1. Opened the battery compartment cover, poke the insulation film.

2. Closed the battery compartment


2. Setting the units



1. Gently depress the scale body by gravity, the system automatically turns on.

2. Press the 'unit' button to switch

3. Weighing



1. Put the scale at a stable hard flat surface then depress the scale body by gravity, the system automatically turns/on.

2. People standing on the scale body, to maintain a balance, numerical value automatically.






ALARM PROMPT

- 1.** *Low battery indication symbols: when the battery is running low, the display will show 'LO' symbol appears, please replace new battery.*
- 2.** *Overload: when the weight value exceeds the measured values, it will display 'O-Ld'*



KULLANMA TALİMATI




1. Pilleri etkinleştirme



1. Pil bölmesi kapağını açınız, yalıtılmış filmi çıkartınız.

2. Pil bölmesini kapatınız.



2. Ağırlık birimlerinin ayarlanması



1. Baskülün üzerine nazikçe bastırın, sistem otomatik olarak açılacaktır.

2. "Unit" düğmesine basınız.

3. Tartma



1. Baskülü sabit sert bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz, sonra üzerine nazikçe bastırın, sistem otomatik olarak açılacaktır..

2. Baskülün üzerinde dengeli bir şekilde durunuz, değer otomatik olarak gözükecektir.




UYARI GÖSTERGELERİ

1. Düşük pil gösterge sembolü: Pilin gücü azaldığı zaman, ekranda "LO" işareti belirecektir, lütfen yeni pil takınız.
2. Aşırı yük: Ağırlık baskülün tartabileceğinden fazla olduğu zaman ekranda "O-Ld" işareti belirecektir.



Unterricht


1. Batterie aktiviert



1. Eröffnet die Batterie compatment Abdeckung, stoßen die Isolationsfolie.

2. Geschlossen das Batteriefach.


2. Einstellen der Einheiten



1. Die Skala Körper durch die Schwerkraft sanft drücken, schaltet das System automatisch auf.

2. Drücken Sie die Taste, um Einheit

3. Wiegen



1. Stellen Sie die Waage auf einem stabilen harten, flachen Oberfläche, dann die Skala Körper durch die Schwerkraft zu drücken, schaltet sich das System automatisch / auf.

2. Menschen, die auf der Skala Körper, um ein Gleichgewicht, Zahlenwert automatisch zu erhalten.




Alarm Aufforderung

- 1.** *Niedrige Batterieanzeige Symbole: wenn die Batterie zur Neige geht, zeigt das Display "LO"-Symbol zeigen. Und wird automatisch auszuschalten anter 2 Sekunden. Wenn "LO"-Symbol erscheint ersetzen neue Batterie.*
- 2.** *Überlastung: wenn der Gewichtswert der Messwerte überschreitet, wird es die Anzeige "O-Ld"*



instruction


1. batterie activé



1. Ouvert le couvercle de la batterie de compartiment, piquez le film isolant.

2. Fermé le compartiment de la batterie.


2. Réglage des unités



1. Enfoncer doucement le corps de l'échelle par gravité, le système se met automatiquement en marche.

2. Appuyez sur la touche de l'appareil pour passer

3. Pesée



1. Mettez la balance sur une surface plane et dure stable, puis appuyer sur le corps de l'échelle par gravité, le système se met automatiquement / sur.

2. Les gens debout sur le corps de l'échelle, de maintenir un équilibre, valeur numérique automatiquement.



Invite d'alarme


1. Low symboles d'indication de batterie: quand la batterie est faible, l'écran affiche le symbole "LO". Et sera automatiquement désactiver anter 2 secondes. Lorsque le symbole "LO" apparaît remplacer la nouvelle batterie.

2. Surcharge: lorsque la valeur de poids dépasse les valeurs mesurées, il affiche "O-Ld"



istruzione


1. Batteria abilitato



1. Aperto il coperchio della batteria Compartment, colpire la pellicola isolante.

2. Chiuso il vano batteria.


2. Impostazione delle unità



1. Premete delicatamente il corpo scala per gravità, il sistema si attiva automaticamente.

2. Premere il tasto dell'unità per passare

3. Pesatura



1. Mettere la bilancia in una superficie dura e piana stabile, quindi premere il corpo scala per gravità, il sistema si attiva automaticamente / a.


2. La gente in piedi sul corpo scala, per mantenere automaticamente un equilibrio, valore numerico.



Prompt di allarme

- 1.** Simboli Indicazione bassa della batteria: quando la batteria sta per esaurirsi, il display mostrerà il simbolo "LO". E automaticamente spegnere anter 2 secondi. Quando il simbolo "LO" appare sostituirla nuova batteria.
- 2.** Sovraccarico: quando il valore del peso supera i valori misurati, verrà visualizzato "O-Ld"


طرق التدريس 1. تمكين بطارية



1. فتح غطاء البطارية، كرة الفيلم العزل.

2. إغلاق البطارية


2. وضع وحدات



1. خفض بلطف الجسم مقياس عن طريق الجاذبية، ونظام يتحول تلقائياً.

2. اضغط على زر 'وحدة' للتبديل

3. وزن



1. وضع المقياس على سطح صلب ومستقر ثم خفض الجسم مقياس عن طريق الجاذبية، يقوم النظام تلقائياً بحول / على.

2. الناس يقفون على الجسم مقياس، للحفاظ على التوازن، والقيمة العددية تلقائياً.



إنذار موجه

1. بطارية منخفضة الرموز دلالة: عندما تكون البطارية منخفضة، وسوف تظهر على الشاشة يظهر "LO" رمز، يرجى استبدال البطارية الجديدة.
2. الزائد: عندما يتجاوز قيمة الوزن القيم المقاسة، فإنه سيتم عرض "O-Ld"



SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.