

SANITAS

SIL 45

- (D)** Infrarot-Wärmestrahler
Gebrauchsanweisung..... 2-7
- (GB)** Infrared heat lamp
Instruction for Use8-12
- (F)** Radiateur thermique infrarouge
Mode d'emploi13-18
- (I)** Radiatore a raggi infrarossi
Istruzioni per l'uso 19-23
- (RUS)** Прибор инфракрасного
излучения
Инструкция по
применению 24-29

**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
INFORMATION 30-32**



CE 0483



Service-Adresse:
Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Str. 28
88524 Uttenweiler, GERMANY
Tel.-Nr.: +49 (0) 73 74 - 91 57 66
Fax-Nr.: +49 (0) 73 74 - 92 07 23
E-Mail: service@sanitas-online.de

Inhalt

1. Zum Kennenlernen	2
2. Zeichenerklärung	2
3. Sicherheitshinweise	2
4. Gerätebeschreibung	4
5. Bedienen	4
6. Reinigen, Infrarotstrahler auswechseln und aufbewahren	5
7. Technische Angaben	6
8. Entsorgen	7
9. Garantie und Service	7

Lieferumfang

- Infrarot-Wärmestrahler
- Diese Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

1. Zum Kennenlernen

Anwendung

Dieser Infrarot-Wärmestrahler ist nur für die Bestrahlung des menschlichen Körpers vorgesehen.







Durch Bestrahlung mit Infrarotlicht wird Wärme an den Menschen transportiert. Die bestrahlte Haut wird verstärkt durchblutet und der Stoffwechselumsatz im Temperaturfeld erhöht. Der Körper wird durch die Wirkungsweise des Infrarotlichts zur Heilung angeregt; Heilprozesse können gezielt unterstützt werden.

Infrarotlicht kann z.B. eingesetzt werden als begleitende Therapie bei der Behandlung von Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen sowie zur Unterstützung der Gesichts- und Schönheitspflege, insbesondere bei unreiner Haut. Des Weiteren kann die IR-Wärme unterstützend bei der Behandlung von Muskelverspannungen und Erkältungen eingesetzt werden, da die Durchblutung aufgrund der Wärme angeregt wird. Fragen Sie aber zunächst Ihren Hausarzt, ob die Anwendung im Einzelfall medizinisch sinnvoll ist. Das Gerät ist mit einer hochwertigen Keramik-Glasscheibe „Ceramic Infrared“ ausgestattet. Keramik-Glasscheiben werden auch bei Kochfeldern eingesetzt und sorgen in Zusammenhang mit dem Leuchtmittel für eine intensive und sichere Infrarotbestrahlung mit 100 % UV-Schutz.




Außerdem ist das Gerät mit einer Stromsparfunktion ausgestattet. Das bedeutet, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, entsteht kein Stromverbrauch.

2. Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung verwendet:

-  **Warnung** Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
-  **Achtung** Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.
-  **Hinweis** Hinweis auf wichtige Informationen.
-  Infrarotstrahlung
-  Achtung, heiße Oberfläche
-  Abstand


Folgende Symbole werden auf dem Typenschild verwendet:

-  Schutzisoliert Klasse 2
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Vor Nässe schützen

3. Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheit

Das Gerät wird durch eine automatisch auslösende Thermo-Sicherung gegen Überhitzen geschützt.

-  **Warnung**
- **Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!**
- Das Gerät darf nur an die auf dem Typschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Verwenden Sie einen leicht zugänglichen Netzanschluss, um im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen zu können.
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät reinigen oder bei Störungen, Rauch und Geruchsbildung. Beim Herausziehen des Netzsteckers am Netzstecker ziehen – nicht am Kabel!

- Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse. Dies gilt insbesondere für Kratzer und Risse in der Scheibe oder Risse am Gehäuse.
- Bei Beschädigungen der Netzleitung und des Gehäuses wenden Sie sich an den Kundenservice oder Händler, da bei Nichtbeachten die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Die Trennung vom Versorgungsnetz ist nur gewährleistet, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Das Gerät vor dem Berühren immer erst abkühlen lassen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, ehe Sie es wieder verpacken.
- Das Gerät darf im angeschlossenen Zustand nicht mit feuchten Händen angefasst werden.
- Es darf kein Wasser auf das Gerät spritzen.
- Das Gerät darf nur im vollständig trockenen Zustand betrieben werden.
- Bei der Bestrahlung des Gesichts nicht direkt in das Infrarotlicht blicken und die Augen schließen oder bedecken.

Wann soll das Gerät nicht verwendet werden?



Warnung

Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen ist in folgenden Fällen von der Anwendung des Gerätes dringend abzuraten:


- Bei wärmeempfindlichen Personen.

Das Wärmeempfinden kann in den folgenden Fällen eingeschränkt oder erhöht sein:

- bei diabetischen Patienten,
- bei Personen mit Schläfrigkeit, Demenz oder Konzentrationsstörungen,
- bei Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen,
- bei Personen mit vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet,
- bei Personen mit Allergien,
- bei Kindern und älteren Personen,
- nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol.

Bei akut entzündlichen Prozessen sollte eine Bestrahlung erst nach Rücksprache mit einem Arzt durchgeführt werden.

Wichtige Hinweise



Warnung

- Grundsätzlich richtet sich der Abstand zum Infrarot-Wärmestrahler nach der individuellen Wärmeempfindlichkeit und der jeweiligen Behandlung. Achten Sie darauf, dass der Abstand von 30 cm zwischen Infrarot-Wärmestrahler und dem bestrahlten Körper teil nicht unterschritten wird!
- Begrenzen Sie stets die Anwendungsdauer und kontrollieren Sie die Reaktion der Haut.
- Medikamente, Kosmetika oder Nahrungsmittel können unter Umständen zu einer überempfindlichen oder allergischen Reaktion der Haut führen. Die Bestrahlung ist in diesem Fall umgehend zu beenden.
- Bei Dauerbetrieb des Gerätes ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist nur zum Bestrahlen des menschlichen Körpers vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich zur Verwendung im privaten Haushalt!

Sicherer Umgang

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).
- Verwenden Sie das Gerät nie in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt war oder anderweitige Schäden davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder Flüssigkeiten getaucht werden und es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder Betriebsstörungen vorliegen.

Sicherheitshinweise für Ihre Gesundheit



Warnung


- **Verbrennungsgefahr!** Die Filterscheibe und das Gehäuse des Gerätes erwärmen sich stark im Betrieb. Beim Berühren besteht Verbrennungsgefahr!
- Beim Bedienen der Tasten (Ein/Aus und Timer) nicht die heiße Scheibe berühren. Hier besteht Verbrennungsgefahr.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind und die Gefahr besteht, dass Sie während der Bestrahlung einschlafen!
- Eine zu lange Bestrahlung kann gegebenenfalls zu Hautverbrennung führen.
- Kinder erkennen die Gefahren, die in Verbindung mit Elektrogeräten entstehen, nicht. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern benützt werden kann.

Aufstellen

⚠ Achtung

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Arbeitsfläche.
- Das Gerät darf nicht gelegt oder schräg aufgestellt werden.
- Der Mindestabstand zwischen brennbaren Gegenständen und dem Infrarotstrahler darf 1 Meter nicht unterschreiten.



- Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät nicht auf brennbaren Gegenständen, wie z.B. Tischdecken oder Teppichböden, steht.
- Bringen Sie keine leicht entzündlichen oder schmelzenden Gegenstände in die Nähe des Gerätes.
- Hängen Sie das Gerät nicht an die Wand oder an die Decke.
- Benützen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie das Gerät vor stärkeren Stößen.

Vor der Inbetriebnahme

⚠ Achtung

- Vor Gebrauch des Gerätes ist jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Benutzen Sie das Gerät bei Beschädigungen im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Reparatur


⚠ Warnung

Gefahr eines elektrischen Stromschlags!

- Sie dürfen das Gerät lediglich zum Leuchtmittelwechsel öffnen. Das Gerät bitte keinesfalls reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie.
- Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.

4. Gerätebeschreibung

Übersicht



Pos. Bezeichnung

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Schwenkbares Gehäuse mit Handgriffen |
| 2 | Scheibe |
| 3 | Ein-/Ausschalter |
| 4 | Restzeitanzeige |
| 5 | Zeitwahltaste |
| 6 | Gerätefuß mit integriertem Kabelschacht zum Aufwickeln des Netzanschlusskabels. |

Infrarot-Wärmestrahler mit einstellbarem Timer (1 bis 15 Minuten) und schwenkbarem Gehäuse (0 bis 50 Grad).

- Der Timer schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
- Das schwenkbare Gehäuse ermöglicht eine individuelle Einstellung des Infrarot-Wärmestrahlers.

5. Bedienen

Auspacken und aufstellen

⚠ Warnung

- Entfernen Sie vor Gebrauch des Gerätes alle Verpackungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzanschlusskabel vollständig ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Unterlage.

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen Gegenständen, um das Gerät selbst vor Überhitzung zu schützen und die Gefahr eines Brandes/Feuers zu vermeiden.
- Hängen Sie das Gerät nicht an die Wand oder an die Decke.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter (3) ein. Die Restzeitanzeige (4) zeigt 15 Minuten an.

Achtung

- Vermeiden Sie Stöße während des Betriebes und der Abkühlphase da diese zur Beschädigung des Leuchtmittels führen können.
- Stellen Sie die gewünschte Behandlungzeit (1 bis 15 Minuten) durch mehrmaliges Drücken der Zeitwahltaste (5) ein.
- Die eingestellte Zeit wird in der Restzeitanzeige (4) angezeigt.

Behandlung vorbereiten

- Platzieren Sie sich so vor dem Gerät, dass Sie die Behandlung des betroffenen Körperteils entspannt genießen können.
- Stellen Sie durch Neigen der Infrarotlampe die optimale Ausrichtung des Geräts zum behandelnden Körperteil ein.
- Grundsätzlich richtet sich der Abstand zum Wärmestrahler nach der individuellen Wärmeempfindlichkeit und der jeweiligen Behandlung.
- **Achten Sie darauf, dass der Abstand von 30 cm zwischen Wärmestrahler und dem bestrahlten Körperteil nicht unterschritten wird.**

Benutzen Sie das Gerät nicht fortlaufend länger als 15 Minuten, Überhitzungsgefahr! Lassen Sie das Gerät erst abkühlen bevor Sie es wieder benutzen.

Behandlungsdauer

Achtung

- Gefahr von Verbrennungen: Entfernen Sie metallische Teile, wie z.B. Gürtelschnallen, Halsbänder, BHs, Schmuck oder Piercings, vor dem Einschalten des Gerätes aus der Behandlungszone, da sich diese stark erhitzen können.

Zu Beginn empfehlen wir eine kürzere Bestrahlungsdauer zu wählen. Die Haut einzelner Menschen kann jedoch auch bei korrekter Anwendung des Gerätes auf die Wärmebestrahlung überempfindlich (z. B. starke Rötung, Blasenbildung, Juckreiz, starkes Schwitzen) oder allergisch reagieren.

Gerät starten

Achtung

- Schließen/bedecken Sie bei der Bestrahlung des Gesichtes stets die Augen!
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (3).
- Das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit selbstständig ein.
- Drücken Sie auf die Zeitwahltaste (5) um die gewünschte Behandlungsdauer einzustellen (1 bis 15 Minuten).
- Wird während des Betriebs die Zeitwahltaste (5) gedrückt, kann die Behandlungsdauer individuell nachgestellt werden.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der Wärmestrahler automatisch abgeschaltet.
- Bei einer weiteren Behandlung müssen Sie lediglich die Zeitwahltaste (5) betätigen um Ihre individuelle Behandlungszeit wieder einzustellen.

Achtung

- Hierbei nicht die heiße Scheibe berühren.
- Wenn Sie die Behandlung beenden wollen schalten Sie das Gerät erst am Ein-/Ausschalter (3) aus und ziehen Sie danach den Netzstecker.

Während der Behandlung

- Kontrollieren Sie regelmäßig die bestrahlte Körperstelle und die Reaktion der Haut. Beenden Sie bei Anzeichen von Überempfindlichkeit oder allergischer Reaktion umgehend die Bestrahlung und konsultieren Sie einen Arzt.
- Das Gerät kann jederzeit durch Drücken des Ein-/Ausschalters (3) ausgeschaltet werden.
- Das Gerät darf im erwärmten Zustand nicht ab- oder zugedeckt oder verpackt aufbewahrt werden.

Nach der Behandlung

- Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter (3) aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

6. Reinigen, Infrarotstrahler auswechseln und aufbewahren

Reinigen

Achtung

Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt sein.

Achtung

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt!
- Gerät nicht in der Spülmaschine reinigen!

Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Infrarotstrahler auswechseln

Bitte beachten Sie, dass als Ersatz für ein defektes Leuchtmittel nur ein Leuchtmittel des gleichen Typs verwendet werden darf.

Ersatzstrahler

Typ: Halogenleuchtmittel 220–240 V / 300 W
118 mm Länge für Sockel R7S

Original Best-Nr.: 162.620



Warnung

Gefahr eines elektrischen Stromschlags!


- Vor dem Auswechseln des Leuchtmittels das Netzanschlusskabel aus der Steckdose ziehen!
- Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen!
- Vor dem Beginn der Reparatur das Gerät vollständig abkühlen lassen!
- Leuchtmittel sind von der Garantie ausgenommen.

Vorgehensweise

1. Das abgekühlte Gerät mit der Ceramic Glasscheibe auf eine ebene Unterlage legen.
2. Mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher die sechs Schrauben in der Geräteückwand herausdrehen.



3. Das Gehäuse aufstellen, dabei das vordere Teil mit der Keramik-Glasscheibe auf der Unterlage liegen lassen.



4. Fassen Sie das abgekühlte Leuchtmittel am linken bzw. rechten Ende an und drücken Sie es vorsichtig nach rechts bzw. links.
5. Ziehen Sie jetzt das Leuchtmittel nach vorne aus der Fassung.



Hinweis

Neue Lampe nur mit einem Tuch einsetzen, nicht mit den bloßen Fingern anfassen, da die Fettschicht auf der Haut die Lampe beschädigen kann.

6. Setzen Sie das neue Leuchtmittel in die Fassung ein. Das Einsetzen des neuen Leuchtmittels erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
7. Schließen Sie das Gerät wieder. Das Schließen des Geräts erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wie das Öffnen.

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände im Gehäuse verbleiben und keine Kabel eingeklemmt werden!

Aufbewahren

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen.

Bewahren Sie den Wärmestrahler am besten in der Original-Verpackung an einem trockenen Ort auf.

7. Technische Angaben

Netzanschluss AC 220V – 240V / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme 300 W


Timer Einstellbar von 1 bis 15 Minuten in Minutenschritten

Abmessungen (BxHxT) 270 x 285 x 195 mm

Gewicht Cirka 1,6 kg

Betriebsbedingungen Temperatur: 10°C bis 35°C
Relative Luftfeuchte: ≤ 90 %

Lager- und Transport- bedingungen	Temperatur: -10 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchte: ≤ 90 %
Schutzklasse	II
Bestrahlungs- stärke	Max. 200 W/qm
IR-Type	A + B

 Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Straße 28
88524 Uttenweiler, Germany


geltend zu machen.

Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

Technische Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor. Farbabweichungen der Scheibe im Betrieb sind produktionstechnisch bedingt und haben keinerlei Auswirkung auf die Wirkungsweise und Qualität.

8. Entsorgen

Im Interesse des Umweltschutzes darf die Infrarotlampe am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-EG-Richtlinie  **2002/96/EC – WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN60601-1-2 und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Genauere Angaben können Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende der Gebrauchsanweisung nachlesen.

9. Garantie und Service

Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile (z.B. Leuchtmittel),
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der

Contents

1. Welcome.....	8
2. Signs and symbols	8
3. Safety notes.....	8
4. Unit description	10
5. Operation.....	10
6. Cleaning, changing the infrared lamp and storage.....	11
7. Technical specifications	12
8. Disposal.....	12

Included in delivery

- Infrared radiant heater
- These operating instructions

Please read these instructions carefully and keep them for later use. Be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

1. Welcome

Use



This infrared radiant heater is only intended for radiating the human body.





Infrared light causes warmth to be transported to the human body. Blood supply to the radiated skin is improved and the metabolic rate is increased in the field of temperature. The body is stimulated to heal by the effect of the infrared light; healing processes are targeted specifically.

Infrared light can, for example, be used as an accompanying therapy in the treatment of ear, nose and throat diseases, as well as in facial and beauty care, especially with impure skin. IR heat can also be used as a support tool in the treatment of muscle tension and chills because the heat stimulates blood flow. You should first ask your GP whether its use is medically advisable in particular cases. The unit has a high-quality glass ceramic plate (ceramic infrared). Glass ceramic plates are also used on hobs and when used in conjunction with a lamp ensure intensive and safe infrared radiation that is 100% safe. The device is also equipped with an energy saving function, which means that no power is used when the mains switch is switched off.




2. Signs and symbols

The following symbols appear in these instructions:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Warning | Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health. |
|  | Important | Safety note indicating possible damage to the unit/accessory. |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|  | Note | Note on important information. |
|  | | Infrared radiation |
|  | | Caution: hot surface |
|  | | Distance |

The following symbols are used on the type plate:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | | Protective insulation class 2 |
|  | | Observe the instructions for use |
|  | | Protect from moisture |

3. Safety notes

Electrical safety

The unit is protected against overheating by an automatic thermal cut-out.

Warning

- **Improper use can be dangerous!**
- Connect the unit only to the mains voltage listed on the type plate.
- Use an easily accessible mains connection so you can disconnect the plug quickly in an emergency.
- Do not touch the plug with wet hands - risk of electric shock!
- Lay the mains cable in such a way that no one can trip over it.
- Always remove the mains plug from the socket when the unit is not being used, when cleaning it or in the event of a malfunction, smoke or unusual smell. Do not pull on the cable to remove the plug from the socket.
- Before use, make sure the unit and accessories do not have any visible damage. If in doubt, do not use the unit and contact your dealer or the customer service address provided. This applies especially to scratches and cracks in the glass or cracks in the housing.
- Contact Customer Service or your dealer if the cord or housing are damaged, otherwise you risk an electric shock.
- Disconnection from the mains supply is only guaranteed if the mains plug has been removed from the socket.

Proper use

The unit is intended for directing infrared radiation at the human body. Any other use is regarded as improper. This unit is not designed for commercial use, but for use in the private home!

Safe handling

- This unit is not intended for use by persons (including children) of limited physical or mental abilities or insufficient experience or knowledge, unless their safety is supervised by a responsible person or they have been instructed in use of the unit by that person.
- Keep children away from packaging materials (risk of suffocation).
- Never use the unit near water.
- The unit should not be used if it has been dropped, exposed to extreme humidity or damaged in any other way.
- Do not immerse the unit in water or other liquids and do not allow liquids to enter the unit.
- Do not leave the unit unsupervised during operation.
- Switch the unit off immediately if it becomes faulty or malfunctions.

Safety advice for your health



Warning

- **Risk of burns!** The filter disc and unit housing become very hot during operation. You could be burnt by touching it!
- Do not touch the hot glass when operating the buttons (On/Off and timer). There is a risk of burning.
- Always allow the unit to cool down before you touch it.
- Always remove the mains plug and let the unit cool down before you pack it away.
- Do not touch the unit with wet hands if it is plugged in.
- Do not allow water to spray on the unit.
- The unit must be operated only when it is completely dry.
- When directing the unit at the face, do not look directly at the infrared light; close or cover the eyes.

When should the unit not be used?



Warning

It is strongly recommended not to use the unit in the following cases in order to prevent health injuries:

- for person insensitive to heat.

Heat sensitivity can be reduced or increased in the following cases:

- in diabetic patients,
- in people suffering from drowsiness, dementia or a lack of concentration,
- in people with skin changes caused by illness,

- in people with scarred skin in the treatment area,
- in people with allergies,
- in children and elderly people,
- after taking medicine or consuming alcohol.

In cases of acute inflammatory processes, the unit should only be used after consultation with a doctor.

Important notes



Warning


- The distance to the infrared radiant heater depends largely on personal heat sensitivity and the treatment concerned. Make sure the distance between the infrared radiant heater and the body part being treated is not less than 30 cm!
- Always limit the length of use and check for skin reactions.
- Under some circumstances, medicines, cosmetics and foodstuffs can lead to oversensitive or allergic skin reactions. Treatment should be discontinued immediately in these cases.
- Special care and caution is necessary if using the unit for a long period.
- Do not use the unit if there is the risk of your falling asleep!
- Excessive exposure can result in skin burns.
- Children do not understand the risks associated with electrical appliances. Make sure that the unit cannot be used unsupervised by children.

Set-up



Important

- Place the unit on a solid and even surface.
- The unit must not be set up on a slope or laying down.
- The minimum distance between flammable items and the infrared lamp must not be less than 1 metre.



- Please make sure the unit is not placed on flammable materials such as table cloths or carpets.
- Do not leave any easily flammable or meltable items close to the unit.
- Do not hang the unit on the wall or from the ceiling.
- Do not use the unit in the open air.
- Protect the unit from strong impacts.

Before starting



Important

- Before you use the unit for the first time, remove all packaging materials.
- Check the unit for signs of use or damage. If in doubt and the unit is damaged, do not use it and contact your dealer or the customer service address provided.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper or incorrect use.
- Protect the unit from dust, dirt and moisture.

Repairs




Warning

Danger of an electric shock!

- Open the unit only to change the lamp. Do not attempt to repair the unit, otherwise problem-free operation cannot be guaranteed. Failure to observe this condition will void the warranty.
- For repairs, contact Customer Service or an authorised dealer.

4. Unit description

Overview



Item Name

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Swivelling body with handles |
| 2 | Disc |
| 3 | On/Off switch |
| 4 | Remaining time display |
| 5 | Time selector |
| 6 | Foot with integrated cable channel for coiling the power cable. |

Infrared radiant heater with adjustable timer (1 to 15 minutes) and swivelling body (0 to 50 degrees).

- The timer switches off automatically at the end of the set time.
- The swivelling body allows you to adjust the infrared radiant heater to suit your needs.

5. Operation

Unpacking and set-up



Warning

- Remove all packaging materials before using the unit.
- Unwind the power cable fully.
- Place the unit on a solid and even surface.
- Maintain a distance of at least 1 metre from other objects, both to protect the unit itself from overheating and to prevent the risk of fire or burning.
- Do not hang the unit on the wall or from the ceiling.
- Insert the mains plug in the socket.
- Switch on the unit at the On/Off switch (3). The remaining time display (4) shows 15 minutes.



Warning

- Do not bump the unit while it is operating or cooling down or you could damage the lamp.
- Set the desired treatment time (1 to 15 minutes) by pressing the time selector (5) several times.
- The set time will appear on the display (4).

Preparing for treatment

- Arrange yourself in front of the unit so you can relax and enjoy the treatment of the part of the body concerned.
- Tilt the lamp so the unit is angled directly at the part of the body being treated.
- The distance to the infrared radiant heater depends largely on personal heat sensitivity and the treatment concerned.
- **Make sure the distance between the infrared radiant heater and the part of the body being treated is not less than 30 cm!**

Do not use the unit for more than 15 minutes at a time (risk of overheating). Allow the unit to cool down before you use it again.

Treatment duration



Important

- Risk of burns: Remove any metal items, e.g. belt buckles, necklaces, bras, jewellery or piercings, from the treatment area before switching on the device as they can become very hot.

We recommend short treatment times at the beginning. However, even when the unit is used correctly, the skin of some people can have an oversensitive or allergic reaction to the heat treatment (e.g. intense redness, blisters, itching, heavy sweating).

Starting the unit



Important

- Always close or cover your eyes when radiating the face.
- Press the On/Off switch (3)
- The unit will turn on automatically after a short time.
- Set the time selector (5) to the desired duration (1 to 15 minutes).
- You can press the time selector (5) during operation to reset the treatment duration.
- The infrared radiant heater switches off automatically after the set time.
- For an additional treatment, you only need to press the time selector (5) to reset your individual treatment time.



Important

- Do not touch the hot glass.
- To end treatment, use the On/Off switch (3) and disconnect the power plug.

During treatment

- Examine the part of the body treated frequently and check for skin reactions. Cease exposure immedi-

ately if there are any signs of oversensitivity or an allergic reaction, and consult a doctor.

- The unit can be switched off at any time using the On/Off switch (3).
- Do not cover up or pack the unit away while it is warm.

After treatment

- Switch off the unit at the On/Off switch (3).
- Pull the mains plug out of the socket.

6. Cleaning, changing the infrared lamp and storage

Cleaning



Important

Before cleaning the unit, switch it off, unplug it and allow it to cool down completely.



Important

- Ensure that no water enters the unit!
- Do not wash the unit in a dishwasher!

The unit can be cleaned with a damp cloth. Do not use cleaning agents.

Changing the infrared lamp

Remember that a faulty lamp should only be replaced with a lamp of the same type.

Replacement lamp

Type: Halogen lamp 220 - 240V / 300 W
118 mm long for R7S socket

Original Order no. 162.620



Warning

Danger of an electric shock!


- Before changing the lamp, make sure the power cable is unplugged from the socket.
- Risk of burning on hot surfaces!
- Allow the unit to cool completely before any repairs.
- Lamps are not covered by the guarantee.

Procedure

1. Place the cool unit with the glass ceramic plate down on a flat surface.
2. Using a suitable crosshead screwdriver, undo the six screws in the back panel.



3. Place the body so that the front of the glass ceramic plate is lying on the flat surface.



4. Take the cool lamp by the left or right end and press it carefully to the right or left.
5. Now lift it forwards and out of the socket.

Note

Use a cloth to hold the new lamp when inserting it, not bare fingers, as the grease on your skin could damage the coating on the lamp.

6. Insert the new lamp in the socket. The new lamp is inserted in the reverse order to removal.
7. Close the unit again. The unit is closed in the reverse order to opening it.

Make sure that no foreign objects are left in the body of the unit and that no cables become trapped.

Storage

Remove the mains plug and let the unit cool down completely before you move it.

If possible, store the infrared radiant heater in its original packaging in a dry place.

7. Technical specifications

Mains connection	AC 220V – 240V / 50–60 Hz
Power consumption	300 W
Timer	Adjustable from 1 to 15 minutes in one-minute steps.
Dimensions (WxHxD)	270 x 285 x 195 mm
Weight	Approx. 1.6 kg
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Relative humidity: ≤90 %
Storage and transport:	Temperature: -10°C to 50°C (-50°F to 122°F) Relative humidity: ≤90 %
Protection class	II
Radiation intensity	Max. 200W/sqm
IR type	A + B

We retain the right to make technical modifications to improve and further develop the product. For manufacturing reasons, the colour of the glass may change during operation but this does not affect the performance or quality of the unit.

8. Disposal

In the interests of environmental protection, the infrared lamp should not be discarded with household rubbish at the end of its service life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Follow the local regulations for disposal of materials.

Dispose of the unit in accordance with the EC Directive for waste electrical and electronic equipment **2002/96/EC – WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



This equipment complies with European standard EN 60601-1-2 and is subject to specific safety provisions for electromagnetic compatibility. Please note, however, that portable and mobile HF communication equipment may influence this unit. More details can be requested from the stated Customer Service address or found at the end of the instructions for use.

Table des matières

1. Familiarisation avec l'appareil	13
2. Symboles utilisés.....	13
3. Consignes de sécurité.....	13
4. Présentation de l'appareil.....	15
5. Utilisation	16
6. Nettoyage, remplacement et conservation du radiateur infrarouge	17
7. Caractéristiques techniques.....	18
8. Mise au rebut.....	18

Éléments fournis

- Radiateur thermique infrarouge
- Le présent mode d'emploi

Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à la disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

1. Familiarisation avec l'appareil

Application

Ce radiateur infrarouge est uniquement prévu pour le rayonnement sur le corps humain.







La chaleur est transmise sur l'homme par rayonnement de lumière infrarouge. La peau soumise au rayonnement est fortement pénétrée et le métabolisme est augmenté dans le champ de température. Le corps est stimulé à des fins de guérison par le mode d'action de la lumière infrarouge ; les processus de guérison peuvent être facilités de façon ciblée.

La lumière infrarouge peut par exemple être mise en oeuvre en tant que thérapie accompagnatrice lors du traitement de maladies du cou, du nez et des oreilles, ainsi que pour favoriser les soins du visage et les soins de beauté, notamment en cas d'impuretés de la peau. En outre, la chaleur infrarouge peut être mise à contribution pour le traitement de contractures musculaires et de refroidissements, étant donné que la circulation du sang est stimulée par la chaleur. Mais demandez tout d'abord votre médecin traitant au cas par cas si l'application est recommandée sur le plan médical. L'appareil est pourvu d'une vitre en céramique de grande qualité „Ceramic Infrared“. Les vitres en céramique sont également utilisées pour les plaques de cuisson et assurent, en combinaison avec l'ampoule, un rayonnement infrarouge intensif et sûr avec une protection de 100 % contre les UV.




Par ailleurs, l'appareil est équipé d'une fonction d'économie d'énergie. Autrement dit : lorsque l'interrupteur d'alimentation est coupé, il n'y a aucune consommation de courant.

2. Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

-  **Avertissement** Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
-  **Attention** Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
-  **Remarque** Ce symbole indique des informations importantes.
-  Rayonnement infrarouge
-  Attention, surface chaude
-  Distance


Les symboles suivants sont utilisés sur la plaque signalétique :

-  Double isolation classe 2
-  Respectez les consignes du mode d'emploi
-  Protéger contre l'humidité

3. Consignes de sécurité

Sécurité électrique

L'appareil est protégé contre la surchauffe par l'intermédiaire d'un fusible thermique à déclenchement automatique.

-  **Avertissement**
- **Toute utilisation inappropriée peut s'avérer dangereuse !**
- L'appareil doit uniquement être raccordé à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
- Utilisez une prise secteur facilement accessible, afin de pouvoir débrancher la fiche secteur en cas de besoin.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, risque d'électrocution !
- Posez le câble d'alimentation de telle sorte que personne ne puisse trébucher.
- Débranchez systématiquement la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil,

lorsque vous nettoyez l'appareil ou en cas de dérangements, de formation de fumée ou d'odeurs. En débranchant la fiche secteur, tirez sur la fiche secteur - pas sur le câble !

- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent pas de dommages apparents. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou reportez-vous à l'adresse du service après-vente indiquée. Ceci vaut en particulier pour les rayures et fissures dans la vitre, ou les fissures sur le boîtier.
- En cas d'endommagements du câble d'alimentation et du boîtier, adressez-vous au service après-vente ou au revendeur ; en cas de non-observation, il y a risque de choc électrique.
- La déconnexion du réseau d'alimentation n'est garantie que si la fiche secteur est débranchée de la prise de courant.

Utilisation conforme aux prescriptions

L'appareil est uniquement prévu pour le rayonnement sur le corps humain. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation industrielle, mais exclusivement à une utilisation domestique privée !

Manipulation sans danger

- Cet appareil n'est pas destiné pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne compétente pour leur sécurité ou s'ils ont reçu l'autorisation de cette personne pour utiliser l'appareil.
- Tenez éloignés les enfants du matériel d'emballage (danger d'étouffement).
- N'utilisez en aucun cas l'appareil à proximité de l'eau.
- Si l'appareil est tombé ou s'il a été exposé à une humidité extrême ou s'il a subi d'autres dommages, il ne doit plus être utilisé.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans des liquides et aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Mettez immédiatement l'appareil hors tension en cas de défaillance ou en présence de dysfonctionnements.

Consignes de sécurité pour votre santé



Avertissement

- **Risques de brûlures !** Le disque filtrant et le boîtier de l'appareil s'échauffent fortement pendant le

fonctionnement. En les touchant, il y a danger de brûlures !

- Lors de l'utilisation des touches (marche/arrêt et temporisateur), ne touchez pas la vitre chaude. Danger de brûlure !
- Laissez tout d'abord refroidir systématiquement l'appareil avant de le toucher.
- Débranchez toujours la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir avant de le réemballer.
- L'appareil ne doit pas être saisi avec des mains humides à l'état raccordé.
- L'appareil ne doit pas être soumis aux projections d'eau.
- L'appareil doit uniquement être utilisé à l'état entièrement sec.
- Lors du rayonnement sur le visage, ne pas regarder directement dans la lumière infrarouge et fermer les yeux ou les recouvrir.

Quand l'appareil ne doit-il pas être utilisé ?



Avertissement

Afin d'éviter des dommages corporels, l'utilisation de l'appareil est fortement déconseillée dans les cas suivants :

- Pour les personnes insensibles à la chaleur.

La sensation de chaleur peut être limitée ou augmentée dans les cas suivants :

- pour les patients diabétiques,
- pour les personnes en somnolence, présentant des signes de démence ou des problèmes de concentration,
- pour les personnes avec modifications de la peau dues à des maladies,
- pour les personnes avec des cicatrices dans le champ d'application,
- pour les personnes présentant des allergies,
- pour les enfants et les personnes âgées,
- après la prise de médicaments ou d'alcool.

Dans le cas de processus inflammatoires aigus, un rayonnement devrait uniquement avoir lieu après consultation avec un médecin.

Remarques importantes



Avertissement

- En règle générale, la distance par rapport au radiateur infrarouge est fonction de la sensibilité individuelle à la chaleur et du traitement correspondant. Assurez-vous de ne pas parvenir sous une distance de 30 cm entre le radiateur infrarouge et la partie du corps traitée !
- Limitez toujours la durée d'application et contrôlez la réaction de la peau.

- Les médicaments, les produits cosmétiques ou les produits alimentaires peuvent le cas échéant conduire à une plus grande sensibilité ou à une réaction allergique de la peau. Dans ce cas, il doit être immédiatement mis fin au rayonnement.
- En cas de fonctionnement continu de l'appareil, une vigilance et une attention particulières s'imposent.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué et que vous risquez de vous endormir pendant le rayonnement !
- Un rayonnement prolongé peut conduire le cas échéant à une brûlure de la peau.
- Les enfants ne voient pas le danger résultant en relation avec des appareils électriques. Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas être utilisé par des enfants non surveillés.

- Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.
- Protégez l'appareil contre la poussière, les saletés et l'humidité.

Réparation



Avertissement

Risque de choc électrique !


- Vous devez uniquement ouvrir l'appareil pour remplacer l'ampoule. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil, faute de quoi un fonctionnement irréprochable ne sera plus garanti. En cas de non-respect, la garantie est annulée.
- En cas de réparations, veuillez vous adresser au service après-vente ou à un revendeur autorisé.

Installation



Attention

- Installez l'appareil sur une surface de travail solide et plane.
- L'appareil ne doit pas être couché ou installé de biais.
- La distance minimale entre des objets inflammables et le radiateur infrarouge ne doit pas être inférieure à 1 mètre.



- Ne posez pas l'appareil sur des objets inflammables tels que nappes ou moquettes.
- N'approchez pas d'objets facilement inflammables ou risquant de fondre à proximité de l'appareil.
- N'accrochez pas l'appareil au mur ou au plafond.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Protégez l'appareil contre les chocs importants.

Avant la mise en service




Attention

- Avant l'utilisation de l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage.
- Contrôlez si l'appareil présente des signes d'usure ou d'endommagements. En cas de doute sur l'état d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à l'adresse de service après-vente indiquée.

4. Présentation de l'appareil

Aperçu



Rep. Désignation

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Boîtier orientable avec poignées |
| 2 | Vitre |
| 3 | Interrupteur de marche/arrêt |
| 4 | Affichage du temps restant |
| 5 | Touche de sélection de la durée |
| 6 | Pied de l'appareil avec chemin de câble intégré pour l'enroulement du câble d'alimentation secteur. |

Radiateur infrarouge avec timer réglable (1 à 15 minutes) et boîtier orientable (0 à 50 degrés).

- Le timer désactive automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée réglée.
- Le boîtier orientable permet un réglage individuel du radiateur infrarouge.

5. Utilisation

Déballage et installation



Avertissement

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Déroulez entièrement le câble d'alimentation secteur.
- Installez l'appareil sur un support stable et plan.
- Gardez l'appareil à une distance d'au moins 1 mètre par rapport à d'autres objets, afin de protéger l'appareil lui-même contre la surchauffe et d'éviter le risque d'incendie.
- N'accrochez pas l'appareil au mur ou au plafond.
- Branchez la fiche secteur dans la prise de courant.
- Mettez l'appareil en marche par le biais de l'interrupteur de marche/arrêt (3). L'affichage de durée restante (4) indique 15 minutes.



Attention

- Évitez les chocs en cours de fonctionnement et pendant la phase de refroidissement, afin d'éviter d'endommager l'ampoule.
- Réglez la durée de traitement souhaitée (1 à 15 minutes) en pressant de façon répétée sur la touche de sélection de la durée (5).
- La durée réglée est affichée au niveau de l'affichage de durée restante (4).

Préparation du traitement

- Placez-vous devant l'appareil de manière à pouvoir apprécier le traitement de la partie du corps concernée de façon décontractée.
- Réglez l'orientation optimale de l'appareil par rapport à la partie du corps à traiter en inclinant la lampe infrarouge.
- En règle générale, la distance par rapport au radiateur thermique est fonction de la sensibilité individuelle à la chaleur et du traitement correspondant.
- **Assurez-vous de ne pas parvenir sous une distance de 30 cm entre le radiateur thermique et la partie du corps traitée.**

N'utilisez pas l'appareil de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à 15 minutes, risque de surchauffe ! Laissez l'appareil se refroidir avant de le réutiliser.

Durée de traitement



Attention

- Risque de brûlures : avant de mettre l'appareil en marche, retirez les pièces métalliques telles que boucles de ceinture, colliers, soutien-gorges, bijoux ou piercings de la zone à traiter, étant donné qu'elles risquent de s'échauffer fortement.

Pour commencer, nous recommandons de sélectionner une durée de traitement courte. Même en cas d'utilisation correcte de l'appareil, la peau de certaines personnes peut toutefois être plus sensible au rayonnement de la chaleur (p. ex. fortes rougeurs, formation d'ampoules, démangeaisons, forte transpiration) ou réagir de façon allergique.

Démarrage de l'appareil



Attention

- Fermez / recouvrez les yeux en permanence pendant le rayonnement du visage !
- Appuyez sur l'interrupteur de marche/ arrêt (3)
- L'appareil s'enclenche automatiquement après un court instant.
- Appuyez sur la touche de sélection de la durée (5) pour régler la durée de traitement souhaitée (1 à 15 minutes).
- La durée de traitement peut être réajustée individuellement en pressant la touche de sélection de la durée (5) en cours de fonctionnement.
- Le radiateur thermique est désactivé automatiquement après l'écoulement de la durée réglée.
- En cas de poursuite du traitement, il suffit d'actionner la touche de sélection de la durée (5) pour régler à nouveau votre durée de traitement individuelle.



Attention

- Ne touchez pas la vitre chaude.
- Si vous souhaitez terminer le traitement, arrêtez tout d'abord l'appareil par le biais de l'interrupteur de marche/arrêt (3), puis débranchez la fiche secteur.

Pendant le traitement

- Contrôlez régulièrement la partie du corps soumise au rayonnement et la réaction de la peau. En cas de signes de plus grande sensibilité ou de réaction allergique, terminez immédiatement le rayonnement et consultez un médecin.
- L'appareil peut être arrêté à tout moment en pressant l'interrupteur de marche/arrêt (3).
- A l'état chaud, l'appareil ne doit pas être recouvert ni emballé.

Après le traitement

- Arrêtez l'appareil par le biais de l'interrupteur de marche/arrêt (3).
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

6. Nettoyage, remplacement et conservation du radiateur infrarouge

Nettoyage



Attention

Avant chaque nettoyage, l'appareil doit être mis hors tension, débranché du secteur et être entièrement refroidi.



Attention

- Veillez à ce qu'il ne s'infilte pas d'eau dans l'intérieur du boîtier !
- Ne nettoyez pas l'appareil dans le lave-vaisselle !

L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage à teneur en solvants.

Remplacement du radiateur infrarouge

Veillez noter qu'en cas de remplacement d'une ampoule défectueuse, seule une ampoule de même type peut être utilisée.

Radiateur de rechange

Type : Ampoule halogène 220–240V / 300 W, longueur 118 mm pour socle R7S

D'origine Réf. 162.620



Avertissement

Risque de choc électrique !

- Avant de remplacer l'ampoule, débrancher le câble d'alimentation secteur de la prise de courant !
- Risque de brûlures au niveau des surfaces chaudes !
- Avant de commencer la réparation, laisser refroidir entièrement l'appareil !
- Les ampoules sont exclues de la garantie.

Procédure

1. Poser l'appareil refroidi avec le côté vitre céramique sur un support plan.
2. A l'aide d'un tournevis cruciforme approprié, dévisser les six vis au dos de l'appareil.



3. Redresser le boîtier, en laissant reposer la partie avec la vitre en céramique sur le support.



4. Saisissez l'ampoule refroidie par l'extrémité gauche ou droite et pressez-la avec précaution vers la droite ou vers la gauche.
5. Tirez à présent l'ampoule hors du socle, vers l'avant.



Remarque

Insérer la nouvelle ampoule avec un chiffon, ne pas la saisir avec les doigts nus, étant donné que la couche de graisse sur la peau peut endommager l'ampoule.

6. Insérez la nouvelle ampoule dans le socle. La mise en place de la nouvelle ampoule s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
7. Refermez l'appareil. La fermeture de l'appareil s'effectue dans l'ordre inverse de l'ouverture.

Assurez-vous que plus aucun objet ne reste dans le boîtier et qu'aucun câble ne soit coincé !

Conservation

Débranchez la fiche secteur et laissez refroidir entièrement l'appareil avant de le déplacer.

Conservez de préférence le radiateur thermique dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.

influencer cet appareil. Pour des détails plus précis, veuillez contacter le service après-vente à l'adresse mentionnée ou vous reporter à la fin du mode d'emploi.

7. Caractéristiques techniques

Raccordement

au secteur 220V – 240 Vc.a. / 50–60 Hz

Puissance

absorbée 300 W

Timer

Réglable de 1 à 15 minutes, par pas de 1 minute

Dimensions

(lxhxp) 270x285x195 mm

Poids

Env. 1,6 kg

Conditions de service

Température : 10 °C à 35 °C
Humidité relative de l'air : ≤90 %

Conditions de

stockage et de transport
Température : -10 °C à 50 °C
Humidité relative de l'air : ≤90 %

Classe de

protection II

Intensité du

rayonnement 200 W/m² max.

Type IR

A + B

Sous réserve de modifications techniques, à des fins d'amélioration et de perfectionnement du produit. Les variations de couleur de la vitre durant l'utilisation sont liées à la production et n'ont aucune répercussion sur le fonctionnement et la qualité.

8. Mise au rebut

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, la lampe infrarouge ne doit pas parvenir à la fin de sa durée de vie dans les ordures ménagères. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays.

Observez les prescriptions locales concernant l'élimination des matériaux.

Éliminez l'appareil conformément à la directive CE sur les appareils électrotechniques et électroniques usagés 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Cet appareil est conforme à la norme européenne EN60601-1-2 et a fait l'objet de mesures de précaution particulières en terme de compatibilité électromagnétique. Veuillez tenir compte du fait que les équipements de communication HF portables et mobiles peuvent

Indice

1. Introduzione.....	19
2. Spiegazione dei simboli.....	19
3. Norme di sicurezza.....	19
4. Descrizione dell'apparecchio	21
5. Uso	21
6. Pulizia, sostituzione della la pada a raggi infrarossi e conservazione	22
7. Dati tecnici.....	23
8. Smaltimento	23

Contenuto della confezione

- Radiatore a raggi infrarossi
- Questo manuale d'uso

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso, che dovrà conservare per l'uso successivo e alla portata di chi utilizza l'apparecchio; la preghiamo inoltre di rispettare le avvertenze.

1. Introduzione

Applicazione

Questo radiatore a raggi infrarossi è previsto esclusivamente per l'irradiazione del corpo umano.

Attraverso l'irradiazione con raggi infrarossi il calore viene trasferito al corpo umano. L'afflusso di sangue alla pelle e lo scambio di sostanze nella zona irradiata aumentano. La guarigione viene stimolata per effetto dei raggi infrarossi; i processi di guarigione possono essere supportati in modo mirato.

I raggi infrarossi possono essere impiegati p. es. come terapia coadiuvante nel trattamento di disturbi di orecchio/naso/gola e come supporto alle cure del viso e di bellezza, specialmente in caso di pelle impura. I raggi infrarossi possono inoltre essere utilizzati come terapia coadiuvante nel trattamento di tensioni muscolari e raffreddori, in quanto la circolazione sanguigna viene stimolata dal calore. Di volta in volta si consiglia di consultare il medico in merito all'utilità dell'applicazione in ogni caso specifico. L'apparecchio è equipaggiato con una lastra in vetro ceramico di alto valore „Ceramic Infrared“. Le lastre in vetro ceramico vengono impiegate anche sui piani di cottura e, insieme al radiatore, assicurano un'irradiazione con infrarossi intensiva e sicura con 100 % di protezione UV.




L'apparecchio è inoltre dotato di una funzione di risparmio energetico. Il che significa che a interruttore spento non vi è alcun consumo di energia.

2. Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

-  **Pericolo** Segnalazione di rischi di lesioni o pericoli per la salute.
-  **Attenzione** Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio.
-  **Avvertenza** Indicazione di importanti informazioni.
-  Irradiazione con infrarossi
-  Attenzione, superficie calda
-  Distanza


Sulla targhetta vengono utilizzati i seguenti simboli:

-  Classe di isolamento 2
-  Seguire le istruzioni per l'uso
-  Proteggere dall'umidità

3. Norme di sicurezza

Sicurezza elettrica

L'apparecchio è protetto contro il surriscaldamento da un dispositivo termostatico a scatto automatico.

-  **Pericolo**
- **Qualsiasi impiego non conforme può essere pericoloso.**
- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente alla tensione di rete indicata sulla targhetta.
- Utilizzare una presa di rete facilmente accessibile per staccare rapidamente la spina in caso di necessità.
- Non afferrare la spina con le mani umide, pericolo di scossa elettrica.
- Disporre il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparci.
- Staccare sempre la spina dalla presa se l'apparecchio non viene usato, in caso di pulizia oppure in caso di guasti, comparsa di fumo o di odore. Quando si estrae la spina, afferrare quest'ultima e non il cavo.
- Prima dell'uso, verificare che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni visibili. In caso di dubbi, non usarlo e rivolgersi al rivenditore o al Servizio

Assistenza indicato. Questo vale soprattutto in caso di graffi o crepe sulla lastra e sull'involucro.

- In caso di danni al cavo di alimentazione o all'involucro, rivolgersi al rivenditore o al Servizio Assistenza, poiché esiste il pericolo di scossa elettrica.
- Il distacco dalla rete di alimentazione è garantito solo se la spina è estratta dalla presa.

Uso conforme

L'apparecchio è previsto esclusivamente per l'irradiazione del corpo umano. Qualsiasi altro impiego viene considerato non conforme.

Questo apparecchio non è destinato a un uso commerciale, ma esclusivamente all'utilizzo in abitazioni private.

Uso sicuro

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o spirituali limitate o scarsa esperienza e/o scarse conoscenze, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile per la loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sul suo uso.
- Tenere i bambini lontani dal materiale d'imballaggio (pericolo di soffocamento).
- In nessun caso utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- Se l'apparecchio è caduto, è stato esposto a umidità estrema o ha riportato danni rilevanti, non deve più essere utilizzato.
- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi e nessun liquido deve penetrare in esso.
- Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza durante l'impiego.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio se presenta difetti o anomalie di funzionamento.

Indicazioni di sicurezza per la propria salute



Pericolo

- **Pericolo di ustioni.** La lastra filtro e l'involucro dell'apparecchio si riscaldano molto durante il funzionamento. In caso di contatto esiste il pericolo di ustioni.
- Quando si azionano i tasti (On/Off e timer) non toccare la lastra calda: pericolo di ustioni.
- Lasciare raffreddare sempre l'apparecchio prima di toccarlo.
- Staccare sempre la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di reimballarlo.
- L'apparecchio non deve essere afferrato con le mani umide quando è collegato.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente in condizione perfettamente asciutta.

- In caso di irradiazione del viso, evitare di guardare direttamente verso la sorgente e chiudere o coprire gli occhi.

Quando si deve evitare di utilizzare l'apparecchio?



Pericolo

Per prevenire danni alla salute, l'uso dell'apparecchio è fortemente sconsigliato nei seguenti casi:

- In caso di persone insensibili al calore.

La sensibilità al calore può essere ridotta o aumentata nei seguenti casi:

- nei pazienti diabetici,
- nelle persone affette da sonnolenza, emenza o disturbi della concentrazione,
- nelle persone con modifiche alla pelle dovute a malattie,
- nelle persone con parti della pelle raggrinzite nella zona di applicazione,
- nelle persone affette da allergie,
- nei bambini e nelle persone anziane,
- dopo l'assunzione di medicinali o alcol.

In caso di processi infiammatori acuti, l'irradiazione deve essere eseguita solo dopo aver consultato un medico.

Avvertenze importanti




Pericolo

- Come principio, la distanza dal radiatore viene determinata in base alla sensibilità individuale al calore e al tipo di trattamento. Prestare attenzione a mantenere una distanza minima di 30 cm tra il radiatore e la parte del corpo irradiata.
- Limitare sempre la durata di trattamento e controllare la reazione della pelle.
- In alcune circostanze, medicinali, cosmetici o alimenti possono causare una reazione ipersensibile o allergica della pelle. In questo caso l'irradiazione deve essere interrotta immediatamente.
- In caso di uso prolungato dell'apparecchio è necessaria una particolare cautela ed attenzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi ed esiste il pericolo di addormentarsi durante l'irradiazione.
- Un'irradiazione troppo prolungata può causare irritazioni della pelle.
- I bambini non riconoscono i pericoli collegati all'uso di apparecchi elettrici. Provvedere affinché l'apparecchio non possa essere usato da bambini senza sorveglianza.

Installazione

⚠ Attenzione

- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile e piano.
- L'apparecchio non deve essere installato in senso orizzontale o obliquo.
- La distanza minima da oggetti infiammabili non deve essere inferiore a 1 metro.



- Non collocare mai l'apparecchio su oggetti infiammabili come ad es. tovaglie o tappeti.
- Non avvicinare all'apparecchio oggetti facilmente infiammabili o che si possono fondere.
- Non appendere l'apparecchio alla parete o al soffitto.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Proteggere l'apparecchio da urti molto forti.

Prima della messa in funzione

⚠ Attenzione

- Prima di usare l'apparecchio rimuovere tutti i materiali d'imballaggio.
- Controllare se l'apparecchio presenta sintomi di logorio o danneggiamento. In caso di danneggiamento o dubbi, non usare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore o al Servizio Assistenza indicato.
- Il costruttore non risponde per danni causati da uso improprio o non corretto.
- Proteggere l'apparecchio da polvere, sporco e umidità.

Riparazione


⚠ Pericolo

Pericolo di scossa elettrica.

- L'apparecchio deve essere aperto soltanto per sostituire la lampada. In nessun caso eseguire riparazioni sull'apparecchio, poiché altrimenti il corretto funzionamento non è più garantito. In caso di mancato rispetto decade la garanzia.
- In caso di riparazioni rivolgersi al Servizio Assistenza o ad un rivenditore autorizzato.

4. Descrizione dell'apparecchio

Panoramica



Pos. Denominazione

- 1 Involucro orientabile con maniglie
- 2 Lastra
- 3 Interruttore On/Off
- 4 Indicatore di tempo residuo
- 5 Tasto di selezione tempo
- 6 Piede dell'apparecchio con vano integrato per avvolgere il cavo di allacciamento alla rete

Radiatore a raggi infrarossi con timer impostabile (da 1 a 15 minuti) e involucro orientabile (da 0 a 50 gradi).

- Allo scadere del tempo impostato il timer disinserisce automaticamente l'apparecchio.
- L'involucro orientabile consente di regolare in modo individuale il radiatore a raggi infrarossi.

5. Uso

Disimballaggio e installazione

⚠ Pericolo

- Prima di usare l'apparecchio rimuovere tutti i materiali d'imballaggio.
- Svolgere completamente il cavo di allacciamento alla rete.
- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile e piano.
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altri oggetti per proteggere l'apparecchio stesso dal surriscaldamento e per evitare il pericolo di incendio/ fuoco.
- Non appendere l'apparecchio alla parete o al soffitto.
- Innestare la spina nella presa.
- Inserire l'apparecchio usando l'interruttore On/Off (3). L'indicatore di tempo residuo (4) indica 15 minuti.

⚠ Attenzione

- Durante il funzionamento e la fase di raffreddamento evitare urti, poiché questi potrebbero danneggiare la lampada.

- Impostare il tempo di trattamento desiderato (da 1 a 15 minuti) premendo ripetutamente il tasto di selezione del tempo (5).
- Il tempo impostato viene visualizzato dall'indicatore di tempo residuo (4).

Preparazione al trattamento

- Posizionarsi davanti all'apparecchio in modo da poter trattare la parte del corpo interessata.
- Inclinando la lampada a raggi infrarossi, regolare l'orientamento dell'apparecchio in modo ottimale verso la parte del corpo da trattare.
- Come principio, la distanza dal radiatore viene determinata in base alla sensibilità individuale al calore e al tipo di trattamento.
- **Prestare attenzione a mantenere una distanza minima di 30 cm tra il radiatore e la parte del corpo irradiata.**

Non utilizzare l'apparecchio per più di 15 minuti di seguito, rischio di surriscaldamento. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riutilizzarlo.

Durata di trattamento



Attenzione

- Pericolo di ustioni: prima di accendere l'apparecchio, rimuovere dalla zona da trattare tutti gli oggetti metallici, quali ad esempio fibbie di cintura, collane, reggiseni, gioielli o piercing, poiché possono diventare molto caldi.

Inizialmente si consiglia di selezionare una durata di trattamento ridotta. Tuttavia, anche in caso di corretta applicazione dell'apparecchio, la pelle dei singoli individui può reagire all'irradiazione in modo ipersensibile (p. es. forte arrossamento, formazione di bolle, irritazione, forte sudorazione) o in modo allergico.

Avvio dell'apparecchio



Attenzione

- In caso di irradiazione del viso, chiudere/ coprire gli occhi.
- Premere l'interruttore On/Off (3)
- Dopo breve tempo l'apparecchio si inserisce automaticamente.
- Premere il tasto di selezione del tempo (5) per impostare la durata di trattamento desiderata (da 1 a 15 minuti).
- Se durante il funzionamento si preme il tasto di selezione del tempo (5), la durata di trattamento può essere modificata in modo individuale.
- Allo scadere del tempo impostato il radiatore si disattiva automaticamente.
- Per un ulteriore trattamento, premere soltanto il tasto di selezione del tempo (5) per impostare di nuovo il proprio tempo di trattamento individuale.



Attenzione

- Non toccare la lastra calda.
- Se si desidera terminare il trattamento, disinserire prima l'apparecchio con l'interruttore On/Off (3) e poi estrarre la spina.

Durante il trattamento

- Controllare periodicamente la parte del corpo irradiata e la reazione della pelle. In caso di sintomi di ipersensibilità o di reazione allergica interrompere immediatamente l'irradiazione e consultare un medico.
- L'apparecchio può essere disinserito in qualsiasi momento premendo l'interruttore On/Off (3).
- L'apparecchio non deve essere coperto o imballato quando è ancora caldo.

Dopo il trattamento

- Disinserire l'apparecchio agendo sull'interruttore On/Off (3).
- Estrarre la spina dalla presa.

6. Pulizia, sostituzione della lampada a raggi infrarossi e conservazione

Pulizia



Attenzione

Prima di qualsiasi intervento di pulizia, l'apparecchio deve essere disinserito, staccato dalla rete e completamente freddo.



Attenzione

- Prestare attenzione a non far penetrare acqua all'interno dell'apparecchio.
- Non lavare l'apparecchio nella lavastoviglie.

L'apparecchio può essere pulito con un panno umido. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Sostituzione della lampada a raggi infrarossi

Tenere presente che per la sostituzione di una lampada difettosa si deve utilizzare una lampada dello stesso tipo.

Lampada di ricambio

Tipo: lampada alogena 220–240 V / 300 W
lunga 118 mm per base R7S

Original Cod. ordin. 162.620



Pericolo

Pericolo di scossa elettrica.

- Prima di sostituire la lampada staccare dalla presa il cavo di rete.
- Pericolo di ustioni a contatto di superfici molto calde.

- Prima di iniziare la riparazione, lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- Le lampade sono escluse dalla garanzia.

Procedimento

1. Appoggiare l'apparecchio freddo con la lastra in vetro ceramico su un supporto piano.
2. Con un cacciavite a croce adeguato, svitare le sei viti sulla parete posteriore dell'apparecchio.



3. Sollevare l'involucro, lasciando appoggiata sul supporto la lastra in vetro ceramico.



4. Afferrare la lampada raffreddata sull'estremità destra oppure sinistra e spingere con cautela verso destra oppure sinistra.
5. A questo punto, estrarre in avanti la lampada dal portalampada.

Avvertenza

Introdurre la nuova lampada adoperando un panno, senza afferrarla con le dita nude, poiché lo strato di grasso della pelle può danneggiare la lampada.

6. Introdurre la nuova lampada nel portalampada. L'introduzione della nuova lampada si esegue procedendo in sequenza inversa rispetto allo smontaggio.
7. Richiudere l'apparecchio. La chiusura dell'apparecchio si esegue procedendo in sequenza inversa rispetto all'apertura.

Assicurarsi che all'interno dell'involucro non siano rimasti oggetti e che non ci siano cavi incastrati.

Conservazione

Estrarre la spina e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di muoverlo.

Conservare il radiatore nell'imballaggio originale in un posto asciutto.

7. Dati tecnici

Allacciamento alla rete	AC 220V-240V / 50-60 Hz
Potenza assorbita	300 W
Timer	Impostabile da 1 a 15 minuti in passi di un minuto
Dimensioni (l x a x p)	270x285x195 mm
Peso	Circa 1,6 kg
Condizioni di esercizio	Temperatura: da 10°C a 35°C Umidità relativa dell'aria: ≤90%
Condizioni di trasporto e immagazzinamento	Temperatura: da -10°C a 50°C Umidità relativa dell'aria: ≤90%
Classe di protezione	II
Intensità di irradiazione	Max. 200 W/qm
Tipo IR	A + B

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche per il miglioramento e lo sviluppo del prodotto. Variazioni di colore della lastra durante il funzionamento sono assolutamente normali e non influiscono in alcun modo sull'efficacia e la qualità del trattamento.

8. Smaltimento

Nell'interesse della protezione ambientale, il radiatore a raggi infrarossi non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Lo smaltimento va effettuato negli appositi centri di raccolta. Seguire le direttive locali per lo smaltimento dei materiali.

Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche **2002/96/EC - WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



Questo apparecchio rispetta la normativa europea EN60601-1-2, nonché particolari misure di sicurezza in materia di compatibilità elettromagnetica. Assicurarsi che dispositivi di comunicazione portatili ad alta frequenza non possano interferire con l'apparecchio. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi all'Assistenza clienti oppure consultare la parte finale delle istruzioni per l'uso.

Оглавление

1. Для ознакомления	24
2. Пояснения к символам	24
3. Указания по технике безопасности.....	24
4. Описание прибора.....	26
5. Эксплуатация	27
6. Очистка, замена и хранение инфракрасных излучателей.....	28
7. Технические данные	28
8. Утилизация	29
9. Гарантия.....	29

Комплект поставки

- Прибор инфракрасного излучения
- Инструкция по применению

Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте указаниям, приведённым в ней. Сохраните инструкцию на случай возможной передачи другому пользователю.


1. Для ознакомления

Область применения




Настоящий прибор инфракрасного излучения предусмотрен только для облучения человеческого тела. За счёт облучения инфракрасным светом тепло переносится к человеку. Кожа усиленно снабжается кровью, в области воздействия температуры увеличивается обмен веществ. Под воздействием инфракрасного света тело получает импульс к выздоровлению; процессы выздоровления могут получать целенаправленную поддержку. Инфракрасный свет может использоваться, например, в качестве сопутствующей терапии при лечении заболеваний уха, горла, носа, а также помогать при уходе за кожей лица и тела, особенно при загрязнённой коже. Кроме того, инфракрасное тепло помогает при лечении растяжений мышц. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом о целесообразности его использования с медицинской точки зрения в каждом конкретном случае. Прибор оснащён высококачественной стеклокерамической панелью «Ceramic Infrared». Стеклокерамические панели, аналогичные тем, что применяются для варочных поверхностей кухонных плит, в комбинации с излучателем обеспечивают интенсивное и безопасное инфракрасное облучение.

2. Пояснения к символам

В инструкции используются следующие символы:

	Предостережение	Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	Внимание	Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.
	Указание	Отмечает важную информацию.
		Инфракрасное излучение
		Внимание, горячая поверхность!
		Расстояние

На заводской табличке используются следующие символы:

		Класс изоляционной защиты 2
		Соблюдайте инструкцию по применению
		Хранить в сухом месте

3. Указания по технике безопасности

Электрическая безопасность

Прибор защищён от перегрева автоматическим тепловым предохранителем.

Предостережение

- **Любое неквалифицированное использование может быть опасным!**
- Прибор может подсоединяться только к сети с указанным на заводской табличке напряжением.
- Используйте легкодоступное подключение к сети, чтобы в случае необходимости быстро вынуть вилку из розетки.
- Не касайтесь электророзеток влажными руками – существует опасность поражения электрическим током!
- Сетевой кабель должен пролегать таким образом, чтобы нельзя было об него споткнуться.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется, при очистке или неисправностях, при появлении дыма и запаха. При отсо-

единении вилки от розетки тяните не за кабель, а только за вилку.

- Перед употреблением убедитесь в том, что сам прибор и принадлежность к нему не имеют видимых повреждений. Не используйте прибор в сомнительном случае и обратитесь к Вашему дилеру или по указанному адресу сервисной службы. Особенно при обнаружении царапин и трещин на стекле или трещин на корпусе.
- При повреждениях сетевого кабеля и корпуса обратитесь в сервисную службу или к дилеру, так как при несоблюдении правил существует опасность поражения электрическим током.
- Отключение от сети гарантируется только в том случае, если вилка вынута из штепсельной розетки.

Использование по назначению

Прибор предусмотрен только для облучения человеческого тела. Любое другое использование считается использованием не по назначению.

Этот прибор предназначен не для профессионального применения, а исключительно для использования в домашних условиях!

Надёжное обращение

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или душевными способностями, а также с недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, кроме случая, когда они будут находиться под присмотром ответственного за их безопасность лица или получат от него инструкции по использованию прибора.
- Не давайте детям упаковочные материалы (опасность удушья).
- Не пользуйтесь прибором вблизи воды.
- Если прибор падал, или подвергался воздействию агрессивной жидкости, или получил какие-либо другие повреждения, пользоваться им больше нельзя.
- Прибор нельзя погружать в воду или другие жидкости, жидкость не должна проникнуть внутрь прибора.
- Во время использования не оставляйте прибор без присмотра.
- Немедленно выключите прибор, если он неисправен или возникли нарушения эксплуатационного процесса.

Указания по технике безопасности для сохранения Вашего здоровья

Предостережение

- **Опасность ожога!** Во время работы стеклянный фильтр и корпус прибора очень сильно нагрева-

ются. При прикосновении существует опасность ожога!

- При включении и выключении кнопок (выключатель и таймер) не прикасайтесь к горячему стеклу. Опасность ожога!
- Перед прикосновением необходимо дать прибору остыть.
- Всегда вынимайте вилку из розетки и дайте прибору остыть, прежде чем его упаковать.
- Включённый в сеть прибор нельзя трогать влажными руками.
- Не допускайте попадания брызг воды на прибор.
- Прибором можно пользоваться только в том случае, если он абсолютно сухой.
- При облучении лица нельзя смотреть прямо на инфракрасный свет, нужно закрывать глаза или накладывать на них повязку.

Когда нельзя использовать прибор?

Предостережение

Для предотвращения нанесения вреда здоровью настоятельно не рекомендуется использование прибора в следующих случаях:

- людьми, нечувствительными к теплу

Восприятие тепла в следующих случаях может быть ограничено или повышено:

- у пациентов с сахарным диабетом,
- у лиц с сонливостью, деменцией или нарушенной концентрацией,
- у лиц с обусловленными заболеванием изменениями кожи,
- у лиц с зарубцевавшимися участками кожи в области применения,
- у лиц, страдающих аллергией,
- у детей и пожилых людей,
- после приёма медикаментов или алкоголя.

При острых воспалительных процессах облучение может производиться только после консультации с врачом.

Важные указания

Предостережение

- Расстояние до прибора инфракрасного излучения зависит от индивидуальной чувствительности к теплу и соответствующего лечения. Следите за тем, чтобы расстояние между прибором и облучаемой частью тела было не менее 30 см!
- Постоянно ограничивайте длительность использования и контролируйте реакцию кожи.
- Медикаменты, косметика или продукты питания при определённых обстоятельствах могут привести к слишком чувствительной или аллергической


реакции кожи. Облучение в этом случае следует немедленно прекратить.

- При длительном использовании прибора требуются особенная осторожность и внимательность.
- Не пользуйтесь прибором, если Вы устали, или существует опасность, что Вы заснёте во время облучения!
- В определённых случаях слишком длительное облучение может привести к ожогу кожи.
- Дети не в состоянии оценить опасность, возникающую в результате использования электрических приборов. Следите за тем, чтобы дети не пользовались прибором без присмотра.

Установка

⚠ Внимание!

- Установите прибор на прочную и ровную рабочую поверхность.
- Прибор нельзя класть или устанавливать с перекосом.
- Расстояние от воспламеняющихся предметов до инфракрасного излучателя должно быть не менее 1 м.



- Следите за тем, чтобы прибор не стоял на таких воспламеняющихся предметах, как скатерти или ковровые покрытия.
- Не допускайте присутствия легковоспламеняющихся или плавящихся предметов вблизи прибора.
- Не подвешивайте прибор на стену или к потолку.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Защищайте прибор от сильных ударов.

Перед первым включением

⚠ Внимание

- Перед использованием прибора нужно удалить весь упаковочный материал.
- Проверьте прибор на наличие признаков износа или повреждения. Не используйте прибор в случае сомнения в его исправности и обратитесь к Вашему дилеру или по указанному адресу сервисной службы.

- Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие неквалифицированного или ненадлежащего использования.
- Оберегайте прибор от пыли, грязи и влаги.

Ремонт


⚠ Предостережение

Опасность поражения электрическим током!

- Допускается самостоятельно открывать прибор для замены излучателя. Ни в коем случае нельзя самостоятельно ремонтировать прибор, так как в этом случае больше не гарантируется безупречная работа прибора. При несоблюдении этих условий гарантия теряет свою силу.
- Для проведения ремонтных работ обратитесь в сервисную службу или к уполномоченному дилеру.

4. Описание прибора

Обзор



Поз. Обозначение

- 1 Поворачивающийся корпус с ручками
- 2 Стекло
- 3 Выключатель
- 4 Индикация оставшегося времени
- 5 Клавиша установки времени
- 6 Основание прибора со встроенной кабельной шахтой для намотки сетевого кабеля

Инфракрасный излучатель с регулируемым таймером (от 1 до 15 минут) и поворачиваемым корпусом (от 0 до 50 градусов).

- По истечении установленного времени таймер автоматически отключает прибор.
- Поворачивающийся корпус позволяет индивидуально регулировать положение инфракрасного излучателя.

5. Эксплуатация

Распаковка и установка



Предупреждение

- Перед использованием прибора нужно полностью удалить упаковочный материал.
- Полностью размотайте сетевой кабель.
- Установите прибор на прочную, ровную рабочую поверхность.
- Выдерживайте расстояние не менее 1 метра до других предметов, чтобы защитить от перегрева сам прибор и избежать пожара.
- Не подвешивайте прибор на стену или к потолку.
- Вставьте вилку в розетку.
- Включите прибор с помощью выключателя (3). На индикаторе оставшегося времени (4) будет отображаться 15 минут.



Внимание

- Избегайте толчков во время эксплуатации и в фазе охлаждения, так как это может привести к повреждению прибора.
- Установите необходимое для процедуры время (от 1 до 15 минут) многократным нажатием клавиши установки времени (5).
- Установленное время будет отображаться на индикаторе оставшегося времени (4).

Подготовка к процедуре

- Разместитесь перед прибором таким образом, чтобы Вы без напряжения могли наслаждаться лечением соответствующей части тела.
- Путём наклона инфракрасного излучателя оптимально расположите прибор относительно подлежащей лечению части тела.
- Расстояние до прибора зависит от индивидуальной чувствительности к теплу и соответствующего лечения.
- **Следите за тем, чтобы расстояние между инфракрасным излучателем и облучаемой частью тела было не менее 30 см!**

Не используйте прибор более 15 минут. Опасность перегрева! Дайте прибору остыть, прежде чем использовать его снова.

Продолжительность процедуры



Внимание

- Опасность получения ожогов: перед включением прибора удалите из зоны его воздействия такие металлические предметы, как пряжки, ожерелья, бюстгалтеры, украшения и пирсинги, так как они могут сильно нагреваться.

Для начала мы рекомендуем выбрать более короткую длительность лечения. Кожа отдельных людей даже при корректном использовании прибора может отреагировать на облучение теплом сверхчувствительно (например, сильное покраснение, образование волдырей, зуд, сильное потоотделение) или аллергически.

Включение прибора



Внимание

- При облучении лица всегда закрывайте/накрывайте глаза!
- Нажмите выключатель (3).
- Через короткое время прибор включится автоматически.
- Для установки необходимого для процедуры времени нажимайте клавишу установки времени (5) (от 1 до 15 минут).
- Если во время эксплуатации нажать клавишу установки времени (5), можно индивидуально отрегулировать длительность процедуры.
- По истечении установленного времени прибор автоматически отключается.
- При проведении следующей процедуры Вам нужно лишь нажать клавишу установки времени (5), чтобы снова установить Ваше индивидуальное время лечения.



Внимание

- При этом нельзя прикасаться к горячему стеклу.
- Если Вы хотите закончить процедуру, сначала выключите прибор с помощью выключателя (3) и выньте затем вилку из розетки.

Во время процедуры

- Регулярно контролируйте облучаемое место на теле и реакцию кожи. При наличии признаков сверхчувствительной или аллергической реакции немедленно прекратите облучение и проконсультируйтесь с врачом.
- Прибор в любой момент можно выключить нажатием выключателя (3).
- Прибор нельзя накрывать или закрывать в нагретом состоянии или хранить в упакованном виде.

После процедуры

- Выключите прибор с помощью выключателя (3).
- Выньте вилку из розетки.

6. Очистка, замена и хранение инфракрасных излучателей

Очистка



Внимание

Перед каждой чисткой прибор нужно выключить, отсоединить от сети и дать ему полностью остыть.



Внимание

- Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала вода!
- Запрещается чистить прибор в стиральной или посудомоечной машине!

Прибор можно очищать с помощью влажной тряпки. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

Замена инфракрасного излучателя

Следите за тем, чтобы для замены неисправного излучателя использовался излучатель того же типа.

Запасной излучатель

тип: галогенный излучатель 220–240В / 300 Вт, длина 118 мм для цоколя R7S

Оригинал Номер для заказа 162.620



Внимание

Опасность поражения электрическим током!


- Перед заменой излучателя выньте вилку сетевого кабеля из розетки!
- Опасность ожога о горячие поверхности!
- Перед началом ремонта необходимо дать прибору полностью остыть!
- На излучатели гарантия не распространяется.

Порядок действий

1. Положите охлаждённый прибор стеклокерамической панелью на ровную поверхность.
2. Отвинтите отвёрткой с крестообразным шлицем четыре винта на задней стенке прибора.



3. Поднимите корпус, при этом оставьте лежать переднюю часть со стеклокерамической панелью на подложке.



4. Возьмите охлаждённый излучатель за левый или правый конец и осторожно надавите на него вправо или влево.
5. Теперь выньте его (лампу) движением вперёд из патрона



Указание

Беритесь за новый излучатель (лампу) обязательно с помощью тряпки, не прикасаясь голыми пальцами, так как жировой слой на коже может повредить излучатель.

6. Вставьте новый излучатель в патрон. Установка нового излучателя осуществляется в порядке, обратном снятию.
7. Снова закройте прибор. Закрывание прибора выполняется в порядке, обратном открыванию.

Следите за тем, чтобы в корпусе не остались предметы и не были пережаты кабели!

Хранение

Выньте вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть, прежде чем перемещать его.

Хранить прибор лучше всего в оригинальной упаковке в сухом месте.

7. Технические данные

Подключение к сети	220–240В AC / 50–60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
Таймер	Диапазон регулировки от 1 до 15 минут с шагом в 1 минуту
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	270x285 x 195 мм
Вес	около 1,6 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 35°C Отн. влажность воздуха: ≤ 90 %

Условия хранения и транспортировки	Температура: от -10°C до 50°C Отн. влажность воздуха: ≤90 %
Класс изоляционной защиты	II
Интенсивность облучения	Макс. 200 Вт/м ²
Тип ИК	A + B

Мы оставляем за собой право внесения технических изменений для улучшения и развития изделия. Изменение цвета стекла в процессе использования обусловлено технически и не влияет на принцип действия и качество.

8. Утилизация

В целях охраны окружающей среды отработавшие инфракрасные излучатели ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Утилизация должна производиться в соответствии с местными законодательными нормами. Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования **2002/96/EC** – **WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment).



При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Этот прибор соответствует европейскому стандарту EN60601-1-2, при обращении с ним необходимо также соблюдать особые меры предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. При этом следует учитывать, что переносные и мобильные высокочастотные средства связи могут оказывать влияние на работу данного прибора. Более точные данные можно запросить по указанному адресу сервисной службы или найти в конце инструкции по применению.

9. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части (лампочки-источники света),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.

Прибор инфракрасного излучения – ОС "Межрегиональная Сертификационная Компания", № РОСС DE.AB 52.B12824 срок действия с 18.11.2010 по 17.11.2013 гг
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет.
Фирма изготовитель: Бойер Гмбх,

Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер:

ООО БОЙЕР,
109451 г. Москва,
ул. Перерва 62,
корп. 2, офис 3

Сервисный центр:

109451 г. Москва,
ул. Перерва 62, корп. 2
Тел(факс) 495-658 54 90



AB 52

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The SIL45 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the SIL45 should assure that it is used in such an environment.

Emissions	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11(EN 55011)	Group 1	The SIL45 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11 (EN 55011)	Class B	The SIL45 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2 (EN 61000-3-2)	Class A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3 (EN 61000-3-3)	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity


The SIL45 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the SIL45 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment --guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 (EN 61000-4-2)	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/ burst IEC 61000-4-4 (EN 61000-4-4)	±2 kV for power supply lines	±2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5 (EN 61000-4-5)	±1 kV line(s) and neutral	±1 kV line(s) and neutral	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11 (IEC 61000-4-11)	<5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 0,5 cycle 40 % U_T (60 % dip in U_T) for 5 cycles 70 % U_T (30 % dip in U_T) for 25 cycles <5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 5s	<5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 0,5 cycle 40 % U_T (60 % dip in U_T) for 5 cycles 70 % U_T (30 % dip in U_T) for 25 cycles <5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 5s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If a dips or an interruption of mains power occurs, the current of the SIL45 may be dropped off from normal level, it may be necessary to use uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8 (IEC 61000-4-8)	3 A/m	Not applicable	Not applicable

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The SIL45 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the SIL45 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
<p>Conducted RF IEC 61000-4-6 (EN 61000-4-6)</p> <p>Radiated RF IEC 61000-4-3 (EN 61000-4-3)</p>	<p>3 Vrms 150 kHz to 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz</p>	<p>3 Vrms</p> <p>3 V/m</p>	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the SIL45, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> $d = 1.2\sqrt{P}$ <p style="text-align: center;">d separation distance</p> $d = 2.3\sqrt{P}$ <p style="text-align: center;">80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz</p> <p>where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation Distance in metres (m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range.^b</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p> <div style="text-align: center;">  </div>

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the SIL45 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the SIL45 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the SIL45.

^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

**Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the SIL 45**

The SIL 45 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the SIL 45 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the SIL 45 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.