

InnerScan[®]V

Segmental Body Composition Monitor



www.distrimed.com

Model: BC-601

- Eng** **Instruction Manual**
Read this Instruction Manual carefully and keep it for future reference.
- D** **Bedienungsanleitung**
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- F** **Mode d'emploi**
A lire attentivement et à garder en cas de besoin.
- NL** **Gebruiksaanwijzing**
Deze handleiding aandachtig lezen en voor naslagdoeleinden bewaren.
- I** **Manuale di Istruzioni**
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.
- E** **Manual de instrucciones**
Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futura referencia.
- Ru** **Инструкция по эксплуатации**
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для будущих обращений.

Eng Table of Contents

Introduction	1
Features and functions	1
Preparations before use	2
Getting accurate readings	2
Automatic shut-down function	2
Setting (resetting) date and time	3
Setting and storing personal data in memory	4
Taking weight and body fat readings	5
How to see the reading of each segment	7
Using the Visceral Fat Button	8
Visceral Fat Rating	8
Visceral Fat Trend	8
Recall Function	9
Programming the guest mode	10
Taking weight measurement only	10
Switching the weight mode	10
Troubleshooting	11

D Inhaltsverzeichnis

Einleitung	12
Merkmale und funktionen	12
Vorbereitungen vor gebrauch	13
So erhalten sie genaue messwerte	13
Automatische abschaltfunktion	13
Datum und zeit einstellen (zurückstellen)	14
Persönliche daten einstellen und abspeichern	15
Gewicht und körperperfekt messen	16
Wie man die Messwerte der einzelnen segmente anzeigt	18
Die eingeweidefett-taste benutzen	19
Eingeweidefett-einstufung	19
Eingeweidefett-tendenz	19
Erinnerungs-funktion	20
Den gastmodus programmieren	21
Nur das gewicht messen	21
Den wiegemodus ändern	21
Fehlersuche	22

F Table des matières

Introduction	23
Caractéristiques	23
Avant utilisation	24
Comment obtenir des résultats exacts	24
Fonction d'arrêt automatique	24
Paramétrer (réinitialiser) date et heure	25
Paramétrer et stocker les données personnelles en mémoire	26
Lecture du poids et des mesures de graisse corporelle	27
Comment voir les résultats par segment	29
Utilisation du bouton de graisse viscérale	30
Niveau de graisse viscérale	30
Variation de graisse viscérale	30
Fonction de rappel	31
Programmation du mode invité	32
Mesure du poids seulement	32
Changement de mode poids	32
Dépannage	33

NL Inhoudsopgave

Introductie	34
Eigenschappen en functies	34
Vorbereidingsmaatregelen	35
Afleesnaauwkeurigheid	35
Automatische uitschakelfunctie	35
Datum en tijd instellen (resetten)	36
Instellen en ophalen van persoonlijke gegevens in het geheugen	37
Gewichts- en lichaamsvetmetingen uitvoeren	38
De aparte resultaten voor segmenten bekijken	40
De toets Visceraal vet bedienen	41
Klassering Visceraal vet	41
Evolutie Visceraal vet	41
Recall functie	42
De gast-modus programmeren	43
Enkel gewichtsmeting uitvoeren	43
De gewichtsmodus wisselen	43
Probleemoplossing	44

I Indice

Introduzione	45
Caratteristiche e funzionalità	45
Impostazione (ripristino) ora	46
Rilevamento di valori accurate	46
Funzione di spegnimento automatic	46
Impostazione (ripristino) data e orario	47
Impostazione e memorizzazione dei dati personali	48
Rilevazione del peso e del grasso corporeo	49
Come visualizzare la lettura di ciascun segmento	51
Uso del pulsante Grasso viscerale	52
Indice di grasso viscerale	52
Tendenza del grasso viscerale	52
Funzione di richiamo	53
Programmazione della modalità ospite	54
Rilevamento del solo peso	54
Cambio della modalità di pesatura	54
Risoluzione dei problemi	55

E Índice de materias

Introducción	56
Prestaciones y funciones	56
Preparaciones antes del uso	57
Como obtener lecturas exactas	57
Función de apagado automatic	57
Configurar (reconfigurar) la fecha y la hora	58
Configurar y almacenar los datos personales en la memoria	59
Tomar las lecturas del peso y grasa corporal	60
Cómo ver la lectura de cada segment	61
Uso del Botón de Grasa Visceral	63
Proporción de grasa visceral	63
Tendencia de grasa visceral	63
Función de recuperación de memoria	64
Programación del modo de invitado	65
Para tomar sólo la medición del peso	65
Cambiar el modo de peso	65
Resolución de fallos	66

Ru Содержание

Введение	67
Характеристики и функции	67
Подготовка к использованию	68
Получение точных показаний	68
Функция автоматического отключения	68
Установка (сброс) даты и времени	69
Задание и запись в память персональных данных	70
Получение значений веса и содержания жира в теле	71
Просмотр показаний по каждому из сегментов	72
Использование кнопки висцерального жира	74
Начение висцерального жира	74
Динамика изменения висцерального жира	74
Функция повторного вызова (recall)	75
Программирование гостевого (guest) режима	76
Измерение только веса тела	76
Переключение режима взвешивания	76
Поиск неисправностей	77

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un impédancemètre Tanita. Cet appareil fait partie de la vaste gamme de produits de santé grand public de Tanita.

Ce mode d'emploi vous guide dans les procédures d'installation et vous explique les fonctions principales de l'appareil.

Veillez le garder à portée de main pour vous y référer ultérieurement. Pour toute information complémentaire sur la santé au quotidien, n'hésitez pas à consulter notre site Web www.tanita.eu.

Les produits Tanita intègrent les dernières recherches cliniques et innovations technologiques.

Le Comité consultatif médical de Tanita vérifie toutes les données pour garantir leur validité.

Remarque : A lire attentivement et à garder en cas de besoin.



⚠ Précautions d'emploi

L'utilisation d'un impédancemètre par les sujets porteurs d'implants médicaux électroniques tels que les stimulateurs cardiaques est fortement déconseillée, car l'impédancemètre émet un courant électrique de faible intensité qui parcourt le corps et qui risque d'interférer avec son fonctionnement.

Les femmes enceintes ne doivent utiliser que la fonction de mesure du poids. Aucune des autres fonctions n'est conçue pour les femmes enceintes.

Ne posez pas cet appareil sur une surface glissante telle qu'un sol mouillé.

Évitez d'utiliser la balance immédiatement après un bain ou une activité physique fatigante. La balance est glissante lorsqu'elle est mouillée. Essuyez la balance avec un chiffon propre et sec pour éliminer l'humidité.

Remarques importantes à l'intention des utilisateurs

Cette balance impédancemètre est destinée aux adultes et enfants âgés de 5 à 17 ans sédentaires ou modérément actifs, ainsi qu'aux adultes pratiquant du sport de façon intensive.

Tanita définit « une personne dotée d'une corpulence athlétique » comme une personne effectuant approximativement 10 heures d'activité physique par semaine et dont le rythme cardiaque au repos est inférieur ou égal à 60 battements par minute. Ceci inclut également les personnes ayant eu une activité physique élevée tout au long de leur vie mais dont l'activité physique actuelle ne dépasse pas 10 heures par semaine. La fonction de contrôle du taux de graisse corporelle n'est pas destinée aux femmes enceintes, athlètes professionnels ou culturistes.



En cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de surtension électrique, les données enregistrées peuvent être perdues. Tanita décline toute responsabilité en cas de problème occasionné suite à la perte de données enregistrées.

Tanita décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages occasionnés par ses appareils ou en cas de réclamation effectuée par un tiers.

Remarque : Le calcul du taux de graisse corporelle varie en fonction du volume d'eau contenu dans l'organisme, et peut également être affecté par la déshydratation ou un niveau hydrique excessif dus à divers facteurs tels que la consommation d'alcool, la période des règles, une maladie, un exercice physique intense, etc.

CARACTÉRISTIQUES


Plateau de pesée




Piles AA




Carte mémoire
*Logo SD est une marque déposée.



AVANT UTILISATION



Ouvrez le compartiment comme indiqué.



Position correcte des piles.

▲ Insertion des piles

Retournez le pèse-personne et retirez le couvercle du tiroir à piles en faisant jouer le loquet, puis insérez les 4 piles neuves (fournies) en veillant à respecter les règles de polarité indiquées.

Remarque : assurez-vous que les piles sont placées dans le bon sens, en respectant la polarité. Si elles ne sont pas dans la bonne position, elles risquent de couler et d'endommager le plancher. En cas de non-utilisation prolongée, il est conseillé de retirer les piles de l'appareil.

Les piles livrées avec l'appareil ne sont pas conçues pour une utilisation durable.



▲ Positionnement de l'appareil

Placez le plateau de pesée sur une surface dure et plane présentant un niveau de vibrations minimal, ceci afin d'assurer une mesure exacte, en toute sécurité.

Remarque : pour des raisons de sécurité, évitez de marcher sur les bords du plateau.

Conseils de manipulation

Cet appareil est un instrument de précision faisant appel à des technologies de pointe.

Pour maintenir l'appareil dans des conditions optimales d'utilisation, suivez les indications suivantes :

- Ne tentez pas de démonter la balance.
- Rangez l'appareil à l'horizontale et de manière à ce que les touches ne puissent pas être actionnées accidentellement.
- Ne le faites pas tomber et ne montez pas dessus brusquement. Évitez les vibrations excessives.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et ne le placez pas à proximité d'un radiateur ni dans un endroit susceptible d'être très humide ou de présenter des variations de température importantes.
- Ne l'immergez pas dans l'eau et n'utilisez pas de détergent pour le nettoyer. Nettoyez les électrodes à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.
- Ne montez pas sur le plateau de pesée lorsque vous êtes mouillé.
- Ne faites pas tomber des objets sur l'appareil.

COMMENT OBTENIR DES RÉSULTATS EXACTS

Pour que les résultats soient aussi exacts que possible, les mesures doivent être effectuées sans vêtements et dans des conditions hydriques similaires. Si vous n'ôtez pas vos vêtements, ôtez vos collants ou chaussettes et assurez-vous que vos pieds sont propres et secs avant de monter sur la balance. Assurez-vous que vos talons sont correctement alignés avec les électrodes du plateau de pesée.

Ne vous inquiétez pas si le plateau semble trop court pour vos pieds. L'appareil fonctionne correctement même lorsque vos orteils dépassent du plateau. Il est préférable d'effectuer les mesures à la même heure de la journée et dans des conditions identiques pour obtenir des résultats homogènes. Essayez si possible d'effectuer la mesure au moins 3 heures après le lever, un repas ou un exercice physique violent.

Remarque : les mesures ne sont valides que si vos pieds sont propres et secs, que vos genoux ne sont pas pliés et que vous n'êtes pas assis.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La fonction d'arrêt automatique éteint l'appareil dans les cas suivants :

- en cas d'interruption de la mesure, l'appareil se met hors tension dans les 20 ou 70 secondes suivantes, en fonction du type d'opération effectuée ;
- Si l'appareil reçoit un poids extrême.
- si vous n'appuyez sur aucun bouton ou touche pendant 60 secondes au cours de la programmation ;*
- à la fin de la mesure.


***Remarque :** Si l'appareil se met hors tension automatiquement, recommencez les opérations depuis "Paramétrer et stocker les données personnelles en mémoire" (page 26).

PARAMÉTRER (RÉINITIALISER) DATE ET HEURE


Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

1. Entrez l'année



Précisez avec  et .





Appuyez sur SET pour confirmer.





2. Entrez l'année





3. Entrez l'année



4. Entrez l'année



5. Entrez l'année



Programmation terminée.

Entrez l'année

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Puis suivre la procédure 1 à 5.

PARAMÉTRER ET STOCKER LES DONNÉES PERSONNELLES EN MÉMOIRE

Vous pourrez lire les résultats uniquement si les données ont été programmées dans l'une des mémoires de données personnelles ou en mode invité.

L'appareil peut stocker des informations personnelles pour un maximum de 4 personnes.


Appuyez sur SET pour allumer l'appareil.

1. Sélectionnez un chiffre personnel



Précisez avec ▲ et ▼.



Appuyez sur SET pour confirmer.





2. Entrez votre date de naissance (Année/Mois/Jour).





3. Sélectionnez Homme ou Femme



Femme (♀) ou Homme (♂), Femme / athlète (♀🏃), et Homme / athlète (♂🏃)



4. Entrez la taille



5. Précisez le niveau d'activité





Programmation terminée.


Remarque : Lorsque vous modifiez la date de naissance et / ou le sexe, l'appareil affiche "CLR". Si vous sélectionnez "YES" (OUI) à l'aide des boutons ▲ ▼, les données personnelles existantes seront effacées. Si vous sélectionnez "no" (non) à l'aide de ▲ ▼, aucune nouvelle donnée sera sauvegardée (les données existantes ne seront pas modifiées), et l'appareil s'éteindra. Lorsque vous modifiez la date de naissance et / ou le sexe, l'appareil affiche "CLR". Si vous sélectionnez "YES" (OUI) à l'aide des boutons ▲ ▼, les données personnelles existantes seront effacées. Si vous sélectionnez "no" (non) à l'aide de ▲ ▼, aucune nouvelle donnée sera sauvegardée (les données existantes ne seront pas modifiées), et l'appareil s'éteindra.

LECTURE DU POIDS ET DES MESURES DE GRAISSE CORPORELLE

1. Sélectionnez le chiffre personnel

Appuyez sur votre touche personnelle, et l'écran affichera "0.0".

Remarque : Vous pouvez changer votre taille tout en appuyant sur la touche SET lorsque "0.0" est affiché. Précisez votre taille avec  , puis appuyez sur SET pour confirmer.



www.distrimed.com




2. Montez dessus

L'étape "0.0" est affichée, maintenez les poignées-électrodes comme indiqué et montez sur la plate-forme.

L'appareil bipie deux fois lors de la prise de mesure. Veuillez rester sur la plateforme jusqu'à ce que l'appareil bipie.

Remarque : Si vous montez sur la plate-forme avant que "0.0" n'apparaisse, l'écran affichera "erreur" et vous ne pourrez pas obtenir une lecture.

Assurez-vous que tous les doigts sont en contact avec les électrodes.



Veillez à ce que vos bras soient étendus et que vos coudes ne soient pas en contact avec votre corps.



Assurez-vous que vos pieds soient en contact avec toutes les électrodes.




Ne pas plier les genoux.



3. Lisez vos résultats

Après la mesure, l'appareil affiche tous les résultats, descendez de la balance et appuyez sur **RESULT** pour voir le résultat désiré.



9) Niveau de graisse viscérale



1) Poids



8) Pourcentage total d'eau corporelle



2) Pourcentage de graisse corporelle



7) Age métabolique



3) Masse musculaire



6) DCI



4) Masse osseuse





5) IMC



Note : Pour les enfants (âge 5-17), l'appareil n'affiche que le poids, le % de graisse corporelle et le IMC.


COMMENT VOIR LES RÉSULTATS PAR SEGMENT

Appuyez sur  pour voir les résultats du bras gauche, du bras droit, de la jambe droite, de la jambe gauche, et le tronc quand que les résultats sont affichées.



Indicateur de niveau

Les niveaux de pourcentage de graisse corporelle et de la masse musculaire pour chaque segment sont indiqués par 3 blocs



UTILISATION DU BOUTON DE GRAISSE VISCÉRALE

L'utilisation de  vous permet de voir votre graisse viscérale lorsque vos résultats sont affichés.

Après le pesage, descendez de la plate-forme et appuyez sur  pendant que vos résultats sont affichés.



NIVEAU DE GRAISSE VISCÉRALE

Cette fonction indique le niveau de graisse viscérale dans votre corps.

La graisse viscérale représente la graisse qui se trouve dans la cavité interne de l'abdomen, entourant les organes dans la région (abdominale) du tronc. Des recherches ont prouvé que même si votre poids et votre masse de graisse restent constants, la distribution de graisse se modifie avec l'âge et a tendance à se décaler vers la région du tronc, en particulier après la ménopause. S'assurer d'avoir un niveau normal de graisse viscérale réduit le risque de certaines maladies telles que les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle, et retarde le début de diabète de type 2.

L'analyseur de composition corporelle Tanita fournit un niveau de graisse viscérale notée de 1 à 59.

Évaluation de 1 à 12

Indique que vous possédez un niveau sain de graisse viscérale. Continuez de contrôler votre niveau pour vous assurer qu'il se maintient dans cette plage saine.

Évaluation de 13 à 59

Indique que vous possédez un niveau excessif de graisse viscérale. Pensez à apporter des changements dans votre style de vie, notamment en changeant de régime alimentaire et en augmentant l'exercice physique.

Source : Données de l'Université Columbia (New York) & du Tanita Institut (Tokyo)


Remarque :

- Même si vous possédez un faible taux de graisse corporelle, vous pouvez avoir un niveau de graisse viscérale élevé.
- Pour tout diagnostic médical, consultez votre médecin.

NIVEAU DE GRAISSE VISCÉRALE

La flèche (→) indique si votre niveau de graisse viscérale est à la hausse ou à la baisse.

La variation ne s'affiche que lorsque vous vous pesez au moins 5 fois en 2 semaines. Veuillez vous assurer de vous peser à chaque fois dans les mêmes conditions.




FONCTION DE RAPPEL

Les résultats précédents des caractéristiques suivantes peuvent être obtenus en utilisant la fonction de rappel.

Pour obtenir des résultats précédents, appuyez sur **(PAST)** lorsque les résultats sont affichés.


Pour voir des résultats précédents, appuyez sur **(▲)** **(▼)** pour chaque résultat souhaité. Appuyez une nouvelle fois sur SET pour revenir à l'affichage des résultats en cours.

Vous pouvez également consulter l'historique de vos résultats sans vous peser en appuyant sur votre bouton personnel et **(PAST)**.



Appuyez sur **(SEGMENT)** pour afficher le résultat de chaque segment tout en affichant les résultats précédents.

Appuyez sur **(RESULT)** pour choisir l'affichage du pourcentage de graisse corporelle ou de la masse musculaire.




Note : Pour les enfants (âge 5-17), l'appareil n'affiche que le poids, le % de graisse corporelle et le IMC.

PROGRAMMATION DU MODE INVITÉ

Le mode Invité vous permet de programmer l'appareil pour une utilisation occasionnelle sans réinitialiser un chiffre de données personnelles.

Appuyez sur Δ /OFF ou [GUEST] et montez sur la balance en tenant les poignées-électrodes. Appuyez sur GUEST pour lancer la mesure.




Après le pesage, l'appareil émettra un seul bip, et vous pourrez descendre de la plate forme. Pour obtenir vos résultats, entrez vos informations personnelles telles que l'âge, le sexe, la taille, et le niveau d'activité. Voir la page 26 pour plus de détails.

MESURE DU POIDS SEULEMENT

Sélectionnez la touche "poids seulement"

Appuyez sur Δ /OFF. "0.0" s'affiche à l'écran après 2 ou 3 secondes et l'appareil émet un bip sonore. Lorsque "0.0" s'affiche à l'écran, montez sur la plate-forme. Le poids s'affiche. L'appareil s'éteindra ensuite automatiquement.



CHANGEMENT DE MODE POIDS

Remarque : À utiliser uniquement avec des modèles comprenant le mode poids.

Vous pouvez changer l'affichage de l'unité de à l'aide de l'interrupteur à l'arrière des poignées-électrodes (kg/lb/st lb).

DÉPANNAGE

En cas de problème, consultez la liste suivante avant de contacter Tanita.

- **Le message [Lo] s'affiche à l'écran ou toutes les données s'affichent puis disparaissent immédiatement.**

Il est temps de changer les piles. Lorsque ce message s'affiche, remplacez les piles immédiatement. Des piles usées risquent d'affecter l'exactitude des mesures effectuées. Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Les piles livrées avec l'appareil ne sont pas conçues pour une utilisation durable.

Il est temps de changer les piles. Lorsque ce message s'affiche, remplacez les piles immédiatement. Des piles usées risquent d'affecter l'exactitude des mesures effectuées. Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Les piles livrées avec l'appareil ne sont pas conçues pour une utilisation durable.

Note : Les paramètres et la mémoire ne seront pas effacés de la mémoire lorsque vous retirez les piles.

- **[Err] apparaît pendant la prise de mesure.**

Tenez-vous sur la plate-forme en bougeant le moins possible.

L'unité ne peut pas mesurer votre poids de manière précise si elle détecte un mouvement.

Votre taux de graisse ne peut s'afficher s'il est supérieur à 75%.

- **La mesure du Pourcentage de Graisse Corporelle n'apparaît pas.**

Assurez-vous d'avoir retiré vos chaussettes ou vos bas, et que les plantes de vos pieds sont propres et correctement alignées sur les guides de la plate-forme de mesure.

- **Le message [OL] s'affiche au cours de la pesée.**

Caractéristiques

BC-601

Capacité de pesage maxi

150kg (330lb) (23st 8lb)

Incréments de poids

0.1kg (0.2lb) (0.2lb)

Précision du taux de graisse

0.1%

Données personnelles

4 mémoires

Alimentation

Piles AA (4) (fourmies)

Consommation d'énergie

150 mA au maximum

Courant émis

50 kHz, 100 µA



Remarque:

Vous trouverez les indications suivantes sur les piles contenant des substances polluantes:

Pb Pb = la pile contient du plomb,

Cd Cd = la pile contient du cadmium,

Hg Hg = la pile contient du mercure.

⚠ Jeter des piles avec des déchets ménagers est interdit!

En tant que consommateur, vous avez l'obligation de rendre les piles usagées ou déchargées. Vous pouvez déposer vos vieilles piles dans des lieux de collecte publics de votre ville ou partout où des piles similaires sont vendues et que des boîtes de collection spécialement indiquées ont été mises en place. En cas de mise au rebut de l'appareil, les piles doivent en être ôtées et également déposées dans le point de collection.



Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique) en vigueur.

Avis de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) et de l'institut canadien ICES

Cet appareil a été vérifié et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des Règles de la FCC et la réglementation canadienne ICES-003.

Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les résidences. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, à défaut d'être installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de nuire aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation donnée. Si cet appareil nuit à la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en mettant l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio et télévision.

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit avisé du fait que toute modification apportée à l'appareil sans l'approbation de Tanita Corporation risque d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

www.distrimed.com