

## • • ITALIANO

### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi di cora.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato da TERMOZETA.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.

Quest'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente ad uso domestico come pesapersona. Ogni altro uso è da considerarsi imprudente.

TERMOZETA non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronni ed irragionevoli.

Per l'eventuale riparazione, rivolgersi esclusivamente a un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato dall'azienda e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.

Si raccomanda, se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, di renderne ininutile le parti suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per bambini che potrebbero servirsi per i propri giochi.

Per lo smaltimento dell'apparecchio e delle batterie attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

Gentile Cliente, desideriamo complimentarci con lei per la preferenza accordatagli nell'acquistare Body Control 5000, una pesapersona dal design estremamente moderno.

Body Control 5000 è caratterizzato da una tecnologia innovativa che consente di determinare istantaneamente il proprio peso, la massa grassa e la percentuale di acqua contenuta nel corpo. Grazie a specifici sensori di rilevazione e in combinazione a elementi quali il sesso, l'età e l'altezza, la nostra Body Control 5000 vi sarà di aiuto nel mantenere il vostro peso forma.

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### ATTENZIONE

Si raccomanda ai portatori di pace-maker o di altri dispositivi medici elettronici di NON utilizzare questa bilancia in quanto potrebbe interferire nel loro corretto funzionamento.

#### NOTA

Si consiglia altresì l'utilizzo a:

- soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi
- donne in gravidanza
- atleti con un elevato numero di ore di allenamento
- soggetti di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 100

I valori rilevati da questo apparecchio sono indicativi e quindi l'apparecchio non deve essere utilizzato a scopo medico. Si raccomanda di consultare un medico prima di impostare qualsivoglia dieta.

#### Installazione della batteria

La batteria non viene fornita con la bilancia. Utilizzare una batteria da 3V tipo CR2032. Posizionare la bilancia con la parte posteriore verso l'alto per poter accedere alla sede della batteria. Rimuovere la placchetta di chiusura (Fig. 3). Inserire la batteria rispettando la polarità.

**NOTA**  
In caso si intenda non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria.

#### Posizionamento

Posizionare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, evitare luoghi umidi e caldi.

Posizionare la bilancia su una superficie solida, piana e priva di vibrazioni per garantire una misurazione sicura e accurata.

Posizionare la bilancia in un'area non esposta alla luce diretta del sole, con eccessiva umidità o a sbalzi di temperatura elevati. Posizionare la bilancia lontano da apparecchi che producono calore.

#### Caratteristiche

La bilancia Body Control 5000 permette di misurare il peso (kg, lb, st), la percentuale di massa grassa (% fat), di idratazione corporea (% TBW), di muscolatura (% M), il peso delle ossa (kg  $\ddot{\sigma}$ ), il valore calorico (KCAL) e l'indice di massa corporea (BMI).

I dati personali (sesso, età e altezza) possono essere preimpostati e memorizzati in specifici profili (P0, P1 ecc.).

La funzione di spegnimento automatico, durante la programmazione, si attiva dopo 8 secondi se non vengono premuti tasti o pulsanti.

Al termine della misurazione, dopo aver indicato i risultati per due volte, la bilancia si spegne automaticamente.

La bilancia è, inoltre, dotata della funzione che segnala la batteria scarica e il superamento del peso massimo consentito (180 kg).

#### Impostazioni della bilancia

Prima di utilizzare la bilancia è necessario impostare l'unità di misura desiderata (libbre - lb, "stones" - st, chilogrammi - kg). Premere il tasto SET. La bilancia si accende. Attendere che compaia il valore "0.0". Premere UP/DOWN per impostare l'unità di misura desiderata.

Per visualizzare anche la percentuale di massa grassa e gli altri valori vanno impostati i propri dati (sesso, età e altezza) in uno dei 10 profili disponibili, da P0 a P9, secondo le seguenti indicazioni:

- Premere il tasto SET. Incomincia a lampeggiare il primo parametro da impostare, profilo P0 (Fig. 4).

- Agire sui tasti UP/DOWN selezionando la posizione di memoria desiderata e confermando la scelta premendo il tasto SET. immediatamente sul display lampeggerà il secondo parametro da selezionare: sesso (uomo ♂ donna ♀) (Fig. 5).

- Selezionare altrove i tasti UP/DOWN il sesso (uomo ♂ donna ♀) e confermare la scelta premendo il tasto SET. Analogamente a quanto descritto al punto precedente, sul display lampeggerà il successivo parametro da selezionare: altezza (cm / ft) (Fig. 6).

- Impostare altrove i tasti UP/DOWN l'altezza e confermare la scelta premendo il tasto SET. Sul display lampeggerà l'ultimo parametro da selezionare: età (ape) (Fig. 7).

- Impostare altrove i tasti UP/DOWN l'età e confermare la scelta premendo il tasto SET. L'età deve essere compresa tra i 6 e i 100 anni (Fig. 7).

- Il procedimento per impostare il primo profilo memorizzabile è terminato. Ripetendo tutti i passaggi descritti nei punti precedenti è possibile memorizzare fino a 10 profili o, all'occorrenza, modificare i parametri.

**NOTA**  
Se si commette un errore durante la programmazione, occorre ripetere i passaggi a partire dalla memorizzazione del profilo personale.

#### Letta del peso e rilevazione della massa grassa

La bilancia può essere usata come una normale bilancia.

- Posizionare la bilancia su una superficie orizzontale e stabile.

- A bilancia spenta, salire e attendere la rilevazione del peso. Il valore rilevato lampeggerà sul display. Una volta scesa la bilancia si spegne automaticamente.

Per visualizzare anche la percentuale di massa grassa e gli altri valori, dopo aver impostato tutti i dati personali, procedere come segue:

- Premere il tasto SET e richiamare con i tasti UP/DOWN il profilo impostato (da P0 a P9).

- Il display mostra i dati relativi al profilo selezionato e subito dopo compare la scritta "0.0" (Fig. 8). A questo punto la bilancia è pronta per essere utilizzata.

#### ATTENZIONE

Non salire sulla bilancia quando è bagnata o se avete i piedi bagnati o umidi perché si potrebbe scivolare.

Per evitare eventuali cadute o danni, non salire sull'estremità del piano bilancia.

## • • ENGLISH

### SAFETY REQUIREMENTS

The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully read before using it as it gives important indications with regard to safety of installation, use and maintenance. Therefore preserve with care.

**NOTE**  
Do not step down from the scales until the sensors (2). Fare attenzione a non far entrare i piedi in contatto tra loro. Solo in questo modo i sensori funzionano correttamente e la bilancia fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi di cora.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato da TERMOZETA.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.

Quest'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente ad uso domestico come pesapersona. Ogni altro uso è da considerarsi imprudente.

TERMOZETA non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronni ed irragionevoli.

Per l'eventuale riparazione, rivolgersi esclusivamente a un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato dall'azienda e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.

Si raccomanda, se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, di rendere ininutile le parti suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per bambini che potrebbero servirsi per i propri giochi.

Leggere, nelle seguenti tabelle, la valutazione dei dati percentuali rilevati dalla bilancia, facendo sempre riferimento anche all'età e al sesso.

Comparison table for the fat mass percentage values

Age	Man			
	underweight	medium	overweight	obese
6-30	<16.4	16.5 - 22.0	22.1 - 30.4	>30.5
31-60	<17.0	17.1 - 22.4	22.5 - 31.4	>31.5
61-80	<17.6	17.7 - 23.0	23.1 - 32	>32.1

Age	Woman			
	underweight	medium	overweight	obese
6-30	<13.6	13.7 - 18.0	18.1 - 26.4	>26.5
31-60	3.0 - 14.0	14.1 - 18.6	18.7 - 27	>27.1
61-80	3.0 - 14.4	14.5 - 19.0	19.1 - 28	>28.1

Comparison table for the body hydration percentage values

Age	Man			
	low	medium	high	muscles
10-15	<5.70	5.70-6.70	>6.70	
16-30	<47.0	47.0-57.0	>57.0	
31-60	<42.0	42.0-52.0	>52.0	
61-80	<37.0	37.0-47.0	>47.0	

Age	Woman			
	low	medium	high	muscles
10-15	<5.80	5.80-6.70	>6.70	
16-30	<53.0	53.0-67.0	>67.0	
31-60	<47.0	47.0-61.0	>61.0	
61-80	<42.0	42.0-56.0	>56.0	

Comparison table for the bone weight values

Age	Man			
	low	medium	high	muscles
10-15	<5.80	5.80-7.20	>7.20	
16-30	<53.0	53.0-67.0	>67.0	
31-60	<47.0	47.0-61.0	>61.0	
61-80	<42.0	42.0-56.0	>56.0	

Age	Woman			
	low	medium	high	muscles
10-15	<5.80	5.80-6.70	>6.70	
16-30	<53.0	53.0-67.0	>67.0	
31-60	<47.0	47.0-61.0	>61.0	
61-80	<42.0	42.0-56.0	>56.0	

Remember that the measuring of the weight and the determination of the other values are based on standardised and calculated measuring methods with formulas perfected by in-depth scientific studies.

Habits and lifestyle affect the water levels, as well as the following factors:

- After a bath, the measures can be lower.
- After a meal or a drink, the measures can be higher.
- During the menstrual periods, the measures can fluctuate or be less precise.
- In case of illness or during a period of great physical activity, there can be a loss of water due to perspiration and dehydration.

#### Installing the battery

The battery is not supplied with the scales. Use a type CR2032 3V battery. Position the scales with the rear facing upwards so as to be able to reach the battery housing. Remove the closure plate (Fig. 3). Insert the battery observing the polarity.

**NOTE**  
If you do not plan on using the appliance for a long period of time, remove the battery.

#### Positioning

Position the appliance in a fresh dry area, avoid humid and hot places.

Position the scales on a hard, flat surface without vibrations in order to ensure a safe and accurate measurement.

Position the scales in an area not exposed to direct sunlight, having excessive humidity or with very sudden changes of temperature. Position the scales away from appliances that generate heat.

#### Features

The Body Control 5000 scales measure weight (kg, lb, st), the percentage of fat mass (% fat), body hydration (% TBW), muscles (% M), bone weight (kg  $\ddot{\sigma}$ ), the calorific value (KCAL) and the body mass index (BMI).

The personal data (sex, age and height) can be pre-set and stored in specific profiles (P0, P1 etc.).

The function of spegnimento automatico, durante la programmazione, si attiva dopo 8 secondi se non vengono premuti tasti o pulsanti.

La funzione di spegnimento automatico, durante la programmazione, si attiva dopo 8 secondi se non vengono premuti tasti o pulsanti.

Il display della bilancia non comporta la cancellazione delle impostazioni memorizzate.

#### Messaggi di errore

If you do not plan on using the appliance for a long period of time, remove the battery.

#### Settings of the scales

When the battery is dead, "LO" appears on the display. Immediately replace the battery to ensure an accurate measurement. If the scales do not turn on during use, it

## • • • GERMANY

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Heft ist ein wichtiger Teil des Geräts es muss vor der Benutzung aufmerksam gelesen werden, weil es wichtige Angaben für seine korrekte Installation, Benutzung und Wartung liefert. Bewahren sie es sorgfältig auf.

• Kontrollieren Sie nach Entfernen der Verpackung, dass das Gerät unverstellt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an einen berechtigten Kundendienst von TERMOZETA.

• Die Verpackungselemente (Plastikhebel, Polystyrolschaum, Nägel usw.), die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen, für Kinder oder Personen mit eingeschränkten mentalen Fähigkeiten, unzweckmäßig aufbewahren.

• Dieser Gerät darf ausschließlich als Personenwaage im Haushalt verwendet werden. Alle anderen Verwendungsarten sind als unsachgemäß anzusehen.

• TERMOZETA kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gehalten werden, die durch unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzustellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### ACHTUNG

Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischenmedizinischen Instrumenten dürfen diese WAGHT nicht verwenden, da sie deren Korrektionsweise beeinträchtigen könnte.

#### ANMERKUNG

In folgenden Fällen wird ebenfalls von der Verwendung abgeraten:

- Personen in Dialysebehandlung
- schwangere Frauen
- Sportler mit einer hohen Trainingsstundenzahl

• Personen mit einem Alter von weniger als 6 oder mehr als 100 Jahren

Die von diesem Gerät gemessenen Werte sind Richtwerte und haben keine medizinische Bedeutung. Es wird empfohlen, vor der Aufnahme einer Diät einen Arzt zu konsultieren.

#### Einsetzen der Batterie.

Die Batterie gehört nicht zum Lieferumfang der Waage. Eine 3V-Batterie des Typs CR2032 wird benötigt. Um das Batteriefach gelangen zu können, die Waage mit der Rückseite nach oben positionieren. Das Schließplättchen (Fig. 3) entfernen. Beim Einsetzen der Batterie die Polarität beachten.

#### ANMERKUNG

Soll das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden, muss die Batterie ausgebaut werden.

#### Positionierung

Stellen Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie feuchte, warme Orte.

Die Waage auf eine feste, ebene und schwingungsfreie Fläche positionieren, um eine sichere Vermessung zu gewährleisten.

Die Waage in einem Bereich ohne direkte Sonneninstrahlung, ohne übermäßige Feuchtigkeit und ohne starke Temperaturschwankungen aufstellen. Die Waage fern von hitzeentwickelnden Geräten aufstellen.

#### Merkmale

Mit der Waage Body Control 5000 kann das Gewicht (kg, lb, st), der Körper-Fettanteil (% fat), der Körper-Wasseranteil (% TBW), der Muskelanteil (% M), die Knochenmasse (kg ⚡), der Kalorienwert (KCAL) und der Body-Mass-Index (BMI) gemessen werden.

Die persönlichen Daten (Geschlecht, Alter, Größe) können vorher eingegeben und in speziellen Profilen (P0, P1 usw.) gespeichert werden.

Die automatische Ausschaltung während der Programmierung aktiviert sich nach 8 Sekunden, wenn keine Tasten oder Druckknöpfe gedrückt werden.

#### ANMERKUNG

Beim Ausbau der Batterie werden die gespeicherten Einstellungen nicht gelöscht.

#### Einstellungen der Waage

Bevor die Waage gewichtet wird, muss die gewünschte Maßeinheit (Pfund - lb, st - Kilogramm - kg) eingegeben. Die Taste SET drücken. Die Waage schaltet sich einen Abwarten, bis der Wert „0,0“ angezeigt wird.

Zum Einstellen der gewünschten Maßeinheit die Tasten UP/DOWN drücken. Um auch den Körper-Fettanteil und die anderen Werte anzuzeigen, müssen die eigenen Daten (Geschlecht, Alter und Größe) in einem der 10 zur Verfügung stehenden Profile von P0 bis P9, wie folgt eingegeben werden:

- Die Taste SET drücken. Der erste einzustellende Parameter beginnt, zu blinken: Profil P0 (Fig. 4).

- Mit den Tasten UP/DOWN die gewünschte Speicherposition auswählen und die Auswahl mit Druck auf die Taste SET bestätigen. Nun beginnt auf dem Display der zweite zu wählende Parameter zu blinken: Geschlecht (Mann ♂/Frau ♀) (Fig. 5).

- Mit den Tasten UP/DOWN die gewünschte Speicherposition auswählen und die Eingabe mit Druck auf die Taste SET bestätigen. Analog zur Beschreibung aus dem vorstehenden Punkt, blinkt jetzt am Display der nächste, auszuhändige Parameter: Größe (cm / ft/in) (Fig. 6).

- Mit den Tasten UP/DOWN die Größe eingeben und die Eingabe mit Druck auf die Taste SET bestätigen. Auf dem Display blinkt unmittelbar der letzte zu wählende Parameter: Alter. Das Alter muss zwischen 6 und 100 Jahren liegen (Fig. 7).

- Mit den Tasten UP/DOWN das Alter eingeben und die Eingabe mit Druck auf die Taste SET bestätigen.

Die Einstellungsprozedur für das erste speicherbare Profil ist nun beendet. Werden alle oben beschriebenen Schritte wiederholt, können bis zu 10 Profile gespeichert, oder gegebenenfalls die Parameter geändert werden.

#### ANMERKUNG

Bei Fehler während der Programmierung sind die Verfahren der Speicherung des persönlichen Profils an zu wiederholen.

#### Messung von Fettmasse und Körperhydratationsanteil

Die Waage kann als normale Waage benutzt werden.

- Stellen Sie die Waage auf eine waagrechte, stabile Fläche.

- Bei ausgeschalteter Waage auf die Waage steigen und abwarten, dass das Gewicht gemessen wird. Der Messwert blinkt am Display. Nach dem Absteigen von der Waage, schaltet sich sie automatisch aus.

Um nach der Eingabe der persönlichen Werte den Körper-Fettanteil und die anderen Werte anzuzeigen, folgt vorgehend:

- Die Taste SET drücken und mit den Tasten UP/DOWN das eingegebene Profil (P0 bis P9) aufrufen.

- Am Display werden die Daten zu gewählten Profil angezeigt, gleich danach erscheint die Anzeige „0,0“ (Fig. 8). Die Waage ist betriebsbereit.

#### ACHTUNG

Weil eventuell Rutschgefahr besteht, nicht auf die Waage steigen, wenn die Waage nass ist oder die Fläche nass oder feucht sind.

Auf das Ende der Fläche der Waage nicht steigen, um Fälle oder Beschädigungen zu vermeiden.

Um eine genaue Messung zu garantieren, muss mit nackten Füßen auf die Waage gestiegen werden. Dabei sicherstellen, dass die Füße richtig mit Kontakt mit dem Metallstreifen der Sensoren (2) positioniert sind. Geben Sie Acht, dass die Füße nicht miteinander in Berührung kommen. Nur auf diese Weise funktionieren die Sensoren korrekt und die Waage liefert die Daten der Fettmasse, Körperfhydratanteile und die folgenden Werte. Wenn auf die Waage gestiegen wird, bevor „0,0“ angezeigt wird, muss die Waage nicht. Außerdem, wenn nicht innerhalb von 8 Sekunden nach Anzeige von „0,0“ auf die Waage gestiegen wird, schaltet sich die Waage automatisch aus.

• Kontrollieren Sie nach Entfernen der Verpackung, dass das Gerät unverstellt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an einen berechtigten Kundendienst von TERMOZETA.

• Die Verpackungselemente (Plastikhebel, Polystyrolschaum, Nägel usw.), die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen, für Kinder oder Personen mit eingeschränkten mentalen Fähigkeiten, unzweckmäßig aufbewahren.

• Dieser Gerät darf ausschließlich als Personenwaage im Haushalt verwendet werden. Alle anderen Verwendungsarten sind als unsachgemäß anzusehen.

• TERMOZETA kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gehalten werden, die durch unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzustellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzustellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzustellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzustellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzestellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzestellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzestellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für etwaige Reparaturen ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteleite, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden können, unschädlich gemacht werden.

• Für die Entsorgung von Gerät und Körperfettanteil beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

• Sehr geehrte Kunde, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf der Body Control 5000, einer Personenwaage mit extrem modernem Design, entschieden haben.

• Body Control 5000 zeichnet sich durch ihre innovative Technologie aus, die es ermöglicht, Gewicht, Fettmasse und Körperwasseranteil im Handumdrehen festzestellen. Dank spezifischer Sensoren und in Verbindung mit Daten wie Geschlecht, Alter, Körpergröße, hilft Ihnen Ihre Body Control 5000 bei der Beibehaltung Ihres Idealgewichts.

• Wenden Sie sich für